## Komplette Stericup®-Filtereinheiten

**Express Plus-Membran: Membran mit hohem Durchsatz und geringer Adsorption.**
Vakuumfiltrationseinheiten für Volumina von 150 ml bis 1 l.

- **Steril, Einzelverpackung**
- **Trägermaterial: Styropor**
- **Filtrations-Oberfläche: 40 cm²**
- **Einsatztemperatur : Maximal 45 °C**
- **Einweg**

### Membranen

- **PES (GP): Express-Plus-Membran mit schnellem Durchfluss**
- **Durapore (GV): Membran mit geringer Proteinadsorption**



| Volumen Auffangbehälter (ml) | Volumen Trichter (ml) | | Stericup VP | Stericup GP | Stericup GV | Stericup HV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Membran | Express Plus-Membran (PES) 0,1 µm | Express Plus-Membran (PES) 0,22 µm | Durapore-Membran (PVDF) 0,22 µm | Durapore-Membran (PVDF) 0,45 µm |
| 150 | 150 | Art. Nr. | - | 051244B | 051249B | 051284B |
| | | CHF/VE zu 12 | - | 149,25 - | 169,15 - | 141,70 - |
| 250 | 250 | Art. Nr. | 051243B | 051245B | 051250B | 051285B |
| | | CHF/VE zu 12 | AA - | 175,90 - | 182,20 - | 193,70 - |
| 500 | 500 | Art. Nr. | - | 051246B | 051251B | 051286B |
| | | CHF/VE zu 12 | - | 265,25 - | 274,70 - | 266,15 - |
| 1000 | 500 | Art. Nr. | 051955B | 051247B | 051252B | - |
| | | CHF/VE zu 12 | 524,95 - | 391,90 - | 408,50 - | - |
| 1100 | 1000 | Art. Nr. | - | 051248B | 051253B | 051288B |
| | | CHF/VE zu 12 | - | 410 - | 393,35 - | 326,45 - |

### Vorfilter für anspruchsvolle Lösung

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 051259 | Vorfilter für anspruchsvolle Lösung | 100 Membranen | 136,10 - |

## Komplette Filtereinheiten Stericup E und Steritop E

- **Express plus-Membran: Membran mit hohem Durchsatz und geringer Adsorption**
- **Steril, Einzelverpackung**
- **Membran : 0,22 µm, PES**
- **Trägermaterial: Styropor**
- **Filtrations-Oberfläche: 40 cm²**
- **Einsatztemperatur : 50 °C**
- **Einweg**
- **Direkte Befestigung an Flaschen mit 38 oder 45 mm Hals, Wegfall des Trichters reduziert den Abfall**
- **Stericup: Filtereinheit und Vorratsflasche**
- **Steritop: Filtereinheit, Vorratsflasche mit 45 mm Hals separat bestellen**

NEU



| Modell | Volumen des Auffangbehälters (ml) | Gewinde (mm) | Art. Nr. | CHF |
|---|---|---|---|---|
| Stericup | 500 | 38 | 236055 | 337,85 - |
| | | 45 | 236056 | 337,85 - |
| | 1000 | 38 | 236057 | 475 - |
| | | 45 | 236058 | 475 - |
| Steritop | ‹ 2.000 | 38 | 236059 | 240,90 - |
| | | 45 | 236060 | 240,90 - |

### Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF/ pro 12 |
|---|---|---|
| 051273B | Sterile leere Flasche aus PS mit 45 mm Hals ohne Filter 500 ml | 97,40 - |
| 051274B | Sterile leere Flasche aus PS mit 45 mm Hals ohne Filter 1000 ml | 151,90 - |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com