Komplette Filtereinheiten Filtermax TPP




- Quadratische Membran bietet 20 % mehr Filterfläche : 49 cm²
- PES-Membran 0,22 µm
- Verfügbare Volumina : 150, 250, 500 und 1000 ml
- Ausgezeichnete Stabilität
- Geliefert mit Schraubkappe und Anschluss in einem separaten Beutel
- Die verwendeten Flaschen mit Schraubverschluss dienen als Vorratsflaschen

Art. Nr.	Beschreibung	Vol. (ml)	Fläche* (cm²)	Maße (mm)	VE	CHF/ VE
199150B	Komplette Einheit	150	49	93 x 93 x 103	18	AA -
199155B	Top Filter	150	49	89 x 89 x 57	36	AA -
191060	Komplette Einheit	250	49	93 x 93 x 143	12	AA -
191061	Top Filter	250	49	89 x 89 x 75	24	AA -
191062B	Komplette Einheit	500	49	93 x 93 x 213	10	AA -
191063B	Top Filter	500	49	89 x 89 x 111	21	AA -
199950B	Komplette Einheit	1000	69	111 x 111 x 285	9	AA -
199955	Top Filter	1000	69	108 x 108 x 143	12	AA -

* Filterfläche

TPP-Behälterflaschen



- Erhältlich in 4 Volumina : 150, 250, 500 und 1000 ml
- Verschluss mit GL-45 Hals, viele Kombinationsmöglichkeiten
- Vorratsflaschen
- Kleine Volumen eignen sich für Kühlschränke

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
199157	Steriler Auffangbehälter 150 ml	24	AA -
199257	Steriler Auffangbehälter 250 ml	24	AA -
199507	Steriler Auffangbehälter 500 ml	36	AA -
199957	Steriler Auffangbehälter 1000 ml	20	AA -

Komplette sterile Filtereinheiten



Filtereinheiten und Bottle-Tops für die Vakuumfiltration. Ideal für die Trennung und Reinigung von Proben. Große Auswahl an Membranen: Porengröße 0,22 oder 0,45 µm, aus Zellulose-Mischestern (MCE), Nylon, PVDF und PES.

Pyrogen

- Graduiert
- Durch Bestrahlung sterilisiert, abziehbare Einzelverpackung
- Trichter aus Polystyrol, Flasche und Filterhalter aus unbehandeltem Polypropylen

Komplette Filtereinheiten

Volumen	150 ml			250 ml			500 ml			1000 ml		
Porengröße (µm)	0,2	0,45	CHF/ zu 12	0,2	0,45	CHF/ zu 12	0,2	0,45	CHF/ zu 12	0,2	0,45	CHF/ zu 12
Membran												
PES	141303	141305	AA -	141234	141238	AA -	141242	141246	AA -	141304	141306	AA -
MCE		-	-	141232	141236	AA -	-	-	-	-	-	-
PVDF		-	-	141235	141239	AA -	141243	141247	AA -	141307	141308	AA -
Nylon		-	-	141233	141237	AA -	141241	141245	AA -	-	-	-

Bottle-top - Wird auf ISO-Flaschen mit 45 mm Hals aufgesetzt

Volumen	250 ml		500 ml	
Porengröße (µm)	0,2	CHF/ zu 24	0,2	CHF/ zu 24
Membran				
PES	141309	AA -	141310	AA -