WaterVac-Filtersystem

- **Kompakte Einheit, spart Platz auf dem Labortisch**
- **Zeitersparnis**
- **Mehrere mögliche Konfigurationen**
- **Ideal für die Arbeit unter der Haube**



Modell	WaterVac 100	WaterVac 200
Maximales Vakuum (mbar)	313	
Max. Durchfluss (l/min)	4,5	
Innen-/Außen-Ø des Abflussrohrs (mm)	4 / 8	
Anzahl Stellen	1	2
Maße (L x T x H) (mm)	170 x 120 x 96	214 x 183 x 264
Gewicht (kg)	1,16	2,8

WaterVac ohne Adaptersockel


886018

Modell	WaterVac 100	WaterVac 200
Art. Nr.	886018	886133
CHF	AA -	AA -

Adapter




886022

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886022	Adapter für Trichter Sartorius Microsart für WaterVac 100	AA -
886021	Millipore Trichteradapter für WaterVac 100	AA -
886123	Trichteradapter PALL für WaterVac 100	AA -

WaterVac komplett mit Edelstahltrichter 100 ml


886216

Modell	WaterVac 100	WaterVac 200
Art. Nr.	886216	886136
CHF	AA -	AA -

WaterVac MB mit Sockel für Aufschraubtrichter


886135

Trichter aus Edelstahl






Deckel für Trichter


886014

Modell	WaterVac 100	WaterVac 200
Art. Nr.	886020	886135
CHF	AA -	AA -

Trichter aus Edelstahl

- **Vierteldrehung Befestigung**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Filtergröße (mm)	Systeme kompatibel	CHF
886169	100	47	886039, 886040	AA -
886170	300	47		AA -
886171	500	47		AA -

Deckel für Trichter aus Edelstahl

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886172	Deckel für Trichter aus Edelstahl 100 ml	AA -
886173	Deckel für Trichter aus Edelstahl 300 ml und 500 ml	AA -

PES-Trichter

- **Magnetische Befestigung**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Trichtertyp	CHF
886014	300	Magnetisch	AA -
886017	500	Magnetisch	AA -

WaterVac MS Sockel mit Stopfen Nr. 8


886019


886015


886016

Modell	WaterVac 100	WaterVac 200
Art. Nr.	886019	886134
CHF	AA -	AA -

Trichter

- **2 Trichtermaterialien: Edelstahl oder PES**
- **Mit Silikonstopfen Nr. 8**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Material	Trichtertyp	CHF
886015	300	PES	Magnetisch	AA -
886016	500			AA -
886166	100	Rostfreier Stahl	SF	AA -
886167	300			AA -
886168	500			AA -