LF-Filtersystem

ROCKER

- Für Filter mit einem Durchmesser von 47 und 50 mm
- Überlaufschutz zwischen Trichter und Flasche
- LF 30-System mit druckausgleichendem Deckel über dem Trichter
- Autoklavierbar

	Filterset LF30	Filterset LF33
Trichtervolumen (ml)	300	100
Trichter Material	PES	Edelstahl
Volumen der Flasche (ml)	1200	
Flasche Material (ml)	Polycarbonat	
Art. Nr.	**886011**	**886052**
CHF	AA -	AA -



VIDEO



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen

Set aus LF-Filtersystem und Lafil-Kompaktpumpe

- Kompakte Filterpumpe
- Wird komplett mit Filterpumpe, Filtersystem und Verbindungsschläuchen geliefert

	Lafil 300		Lafil 400	
Filtersysteme	LF30	LF32	LF30	LF32
Maximales Vakuum (mbar abs.)	105		30	
Max. Durchfluss (l/min)	20			
Ø Saugrohr (mm)	8			
Maße L x T x H (mm)	335 x 230 x 450	335 x 230 x 400	335 x 230 x 450	335 x 230 x 400
Art. Nr.	**886131**	**886129**	**886009**	**886132**
CHF	AA -	AA -	AA -	AA -



Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886141	Filterbasis Lafil 300 einzeln	AA -
886010	Filterbasis Lafil 400 einzeln	AA -

Filterhalter für ISO-Flaschen



- Trichter aus Polysulfon für 47-mm-Membran
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Zum Aufschrauben auf Flaschen mit Hals 33 oder 45 mm
- Druckfiltration (bis zu 1 bar) oder Vakuumfiltration
- Abnehmbare Membranstütze
- Graduierter Behälter

Art. Nr.	Für Flaschen Volumen (ml)	Hals (mm)	CHF
029317	250	45	AA -
029318	500	33	AA -
029319	500	45	AA -

Filtereinheiten und Trichter aus Polysulfon



- Trichterbaugruppe oder komplette Einheit mit Polysulfonempfänger
- Autoklavierbar und wiederverwendbar
- Die Membran ist an einer abnehmbaren Trägerplatte befestigt, die sich zwischen den beiden Behältern befindet
- Einsetzbar in der Druck- oder Vakuumfiltration
- Für Membranen mit 47 mm Durchmesser

Volumen oberer Behälter	250 ml	500 ml	250 ml	500 ml	500 ml
Typ Oberer Behälter	Trichter		Empfänger		
Volumen Empfangsbehälter	-	-	250 ml	500 ml	1000 ml
Art. Nr.	**029314**	**029315**	**029311**	**029312**	**029313**
CHF **das Set**	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -

Makrolon-Halterung

SARTORIUS

- Aus autoklavierbarem Polycarbonat
- Für 47mm Membran
- Version mit Trichter oder mit Auffangbehälter 250 ml

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150771	Makrolon-Trichter 250 ml	AA -
150198	Komplette Makrolon-Einheit mit Trichter und Sammler	AA -





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com