Biosart 100 - Komplettsystem für die mikrobiologische Wasseranalyse

- **Komplettsystem: Trichter, abnehmbare Membran und saugfähiges Kissen für Kulturmedium**
- **Vollständige Palette an Kulturmedien, die steril in 2,5-ml-Ampullen geliefert werden**
- **Verwendbar für die meisten Vakuumfiltrationsgeräte (Combisart-System)**
- **Qualitätszertifikat, das jeder Packung Biosart 100 und Nährmedien beiliegt**

Membran: Material / Durchmesser	Zellulosenitrat kariert / 47 mm
Farbe der Membranen	Weiß schwarz kariert zum Hervorheben aller Arten von Bakterien, grau kariert weiß für den Nachweis von Hefe und schimmel, oder grün dunkelgrün kariert für Gesamtkontamination (E.coli, S. aureus, etc.)
Körper / Absorptionskarton	Polystyrol / Zellulose
Stopfen und Adapter für Vakuumfiltrationsgerät	Polyethylen



Trichter mit Membranen Biosart 100

Art. Nr.	Schwelle (µm)	Membran	CHF/ VE
	Sterile Einzelverpackung 48 Einheiten		
146879	0,2	Weiß schwarz kariert	AA -
146878	0,45	Weiß schwarz kariert	AA -
146881		Grau weiß kariert	AA -
146899		Grün dunkelgrün kariert	AA -
	Sterile Verpackung 4 x 12 Einheiten		
150930	0.45 High Flow	Weiß schwarz kariert	AA -
146877	0,45	Weiß schwarz kariert	AA -
146880		Grau weiß kariert	AA -
150932		Grün dunkelgrün kariert	AA -
	Sterile Verpackung 48 Einheiten pro Tablett		
150931	0.45 High Flow	Weiß schwarz kariert	AA -
147087	0,45	Weiß schwarz kariert	AA -

Kultur-Medien Biosart 100

Art. Nr.	Medium-Typ	VE	CHF
146883	Caso	50	AA -
146889	R2A		AA -
146885	Endo		AA -
146887	M-FC		AA -
146891	Tergitol TTC		AA -
146886	KF-Strep		AA -
146884	Ketrimid		AA -
146890	Sabouraud		AA -
146888	M-Green		AA -

Filtertrichter Biosart 250

- **Steriler Polypropylen-Trichter 250 ml gebrauchsfertig**
- **Reduzierte Filtrations- und Vorbereitungszeit im Vergleich zur Verwendung von Edelstahltrichtern**
- **Optimierter Innendurchmesser für hohe Durchflussraten**
- **Konische Form für optimierte Spülung**
- **Mit Ethylenoxid sterilisiert**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
146876	Biosart 250	50	AA -
150935	Biosart 250 sterile Einzelverpackung	50	AA -

Trichterspender Microsart

NEU

- **Für die optimale Verteilung von Microsart-Trichtern**
- **Autoklavierbar**
- **Edelstahl**



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
698816	Trichterspender Microsart	AA -

Microsart 100/250 Einwegtrichter

- **Trichter aus Polypropylen**
- **Für Membranen mit 47 mm Durchmesser**
- **Markierte Graduierungen bei 20, 50 und 100 ml**
- **Optimierte Form für eine gründliche Spülung des Filtersystems**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
147844	Trichter Microsart 100, steril	5 x 20	AA -
147845	Trichter Microsart 250, steril	6 x 16	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com