Whatman™-Filterrampe AS300 und AS 600

- Rampe aus Edelstahl
- Autoklavierbar bei 180°C
- Einzelne Wasserhähne
- Vakuumanschluss: Schlauch mit 9 mm Innendurchmesser






Rampe mit Trichtern

- Trichter 100 oder 500 ml
- Siebfilter-Halterungen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490975	Edelstahlrampe 6 Stationen AS600/3 - 500 ml	AA -
490976	AS610/3 6-Stationen-Edelstahlrampe - 500 ml mit Schnellverschlussklammern	AA -
490977	Edelstahlrampe 6 Stationen AS600/5 - 100 ml	AA -
490978	Edelstahlrampe 3 Stationen AS300/3 - 500 ml	AA -
490979	AS310/3 3-Stationen-Edelstahlrampe - 500 ml mit Schnellverschlussklammern	AA -
490980	Edelstahlrampe 3 Stationen AS300/5 - 100 ml	AA -

Nackte Rampe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
490973	3-Stationen-Filterrampe aus Edelstahl	AA -
490974	6-Stationen-Filterrampe aus Edelstahl	AA -



Membran-Dispenser

- Schnelle Verteilung von STL- und ME-Membranen
- Maße verpackt H x B x T (cm): 24 x 19,5 x 18

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
036900	Manueller Membran-Dispenser	AA -

Sterile Membranfilter aus Whatman™-Zelluloseestern

- Für mikrobiologische Kontrollen
- Einzelverpackung in Streifen, STL-Format, kompatibel mit Merck Millipore- und Sartorius-Dispensern
- Verschiedene Raster und Farben
- Mit Ethylenoxid sterilisiert
- Gemischte Ester von Zellulose
- Dicke : 135 µm



Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um den Auswahlleitfaden und den Leitfaden zur chemischen Kompatibilität von Whatman™-Membranen zu finden





Filtermembranen einzeln steril verpackt Zelluloseester Whatman

STL-Membranen zur Verwendung mit Spender

Ø (mm)	Farben Membran	Raster Farbe	Filterschwelle (µm)	Art. Nr.	Typ	VE	CHF/ VE
47	Weiß	Schwarz	0,2	10408712	ME 24/21 STL	4 x 100	AA -
			0,45	10407312	ME 25/21 STL		AA -
	Schwarz	Weiß		10407332	ME 25/31 STL		AA -
	Grün	Schwarz		10407370	ME 25/41 STL		AA -
50	Weiß		0,2	10408714	ME 24/21 STL		AA -
			0,45	10407324	ME 25/20 STL		AA -
				10407314	ME 25/21 STL		AA -
	Schwarz	Weiß		10407334	ME 25/31 STL		AA -
	Grün	Schwarz		10407372	ME 25/41 STL		AA -

Membranen ME 25 Select

- Schwarz kariert auf weißem Hintergrund
- E.Coli-Wiederherstellung über 90%

Art. Nr.	Ø (mm)	Schwelle (µm)	VE	CHF/ VE
036995	47	0,45	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com