Rocker-Filterrampen


886039


886038

886196

- In 3- oder 6-Kanäle-Version
- Rampe aus Edelstahl oder Aluminium je nach Modell
- 3 Versionen :
  - MB mit Sockel für Filterhalter aus Edelstahl
  - MS mit Grundplatte für Filterhalter mit Stopfen Silikon Nr. 8 (magnetisch oder aus Glas)
  - Version ohne Sockel für Adapter

Material	Anzahl Kanäle	Version	Art. Nr.	CHF
Rostfreier Stahl	3	MB mit Edelstahltrichtern 100 ml	886196	AA -
	6		886197	AA -
	3	MB	886039	AA -
	6		886040	AA -
	3	MS	886037	AA -
	6		886036	AA -
Aluminium	3		886038	AA -
Rostfreier Stahl	3	Für Adapter	886122	AA -
	6		886121	AA -


Trichter aus Edelstahl


Deckel für Trichter

Adapter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886022	Adapter für Trichter Sartorius microsart für Rocker-Rampe	AA -
886021	Adapter für Millipore-Trichter für Rocker-Rampe	AA -
886123	Adapter für PALL-Trichter für Rocker-Rampe	AA -

Deckel für Trichter aus Edelstahl

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886172	Deckel für Trichter aus Edelstahl 100 ml	AA -
886173	Deckel für Trichter aus Edelstahl 300 ml und 500 ml	AA -

Trichter

- Trichter aus Edelstahl
- Vierteldrehung Befestigung

Art. Nr.	Volumen (ml)	Filtergröße (mm)	Systeme kompatibel	CHF
886169	100	47	886039, 886040	AA -
886170	300	47		AA -
886171	500	47		AA -

Alligator-Pumpe 200



1 Jahr Garantie

- Ideal zum Filtern einer großen Anzahl von Proben
- Filtrat, das direkt nach dem Durchlauf durch die Pumpe abgelassen wird
- Keine Notwendigkeit für einen Behälter zur Abfallentsorgung
- Quick-Fit-Kupplung ermöglicht eine einfache Verbindung zu beiden Seiten der Pumpe

Maximales Vakuum (mmHg)	525
Max. Durchfluss (l/min)	4,5
Stromversorgung	220 V, 2,5 A
Maße L x B x H (cm)	21,4 x 18,3 x 26,4
Materialien, die mit dem Filter in Berührung kommen	Edelstahl 316, FKM, Silikon, PP, PPS
Schutzklasse	IP64
Art. Nr.	**886127**
CHF	**AA -**

Rocker-Vakuumpumpen für nicht aggressives Filtrat

2 Jahre Garantie


886076


886081

- Mit Vakuumeinstellungssystem
- Ölfreie, wartungsfreie Kolbenpumpen
- Schutzsystem gegen das Eindringen von Flüssigkeit in die Pumpe
- Automatische Abschaltung bei Überhitzung

Modell	Rocker 400	Rocker 811
Vakuum (mbar abs.)	106	33
Max. Durchfluss (l/min)	34	40
Max. Leistung (W)	80	200
Sauganschluss (mm)	8	10
Geräuschpegel (dB)	52	68
Maße (L x B x H)(cm)	31 x 13,5 x 20,4	34,5 x 17,5 x 20
Gewicht (kg)	5,2	7,9
Art. Nr.	**886076**	**886081**
CHF	**AA -**	**AA -**