Microfil® Trichter, Spender und Rampen

Microfil® Millipore Filtrationsrampe



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
044347	Rampe Microfil® 1 Station mit Schlauch ohne Tulpe	AA -
044340	Rampe Microfil® 3 Stationen mit Schlauch ohne Tulpe	AA -
044367	Edelstahl Sinter für Microfil-Halterung® (zu 3)	AA -

Microfil® Millipore Trichterspender



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
044338	Trichterspender Microfil® 100 ml	AA -
044337	Trichterspender Microfil® 250 ml	AA -

Microfil® Trichter und EZ-Pak™ Millipore Rastermembranen

- **System, das einen Trichter und eine Zelluloseestermembran kombiniert**
- **Verwendung mit einer Microfil®-Filterrampe oder EZ-Fit™ mit Microfil®-Kopf**
- **Membran mit einem Durchmesser von 47 mm**
- **Verpackung 1 Streifen von 150 Membranen, 150 Trichter**



Anwendungen:	Porengröße (µm)	Trichter-volumen (ml)	Art. Nr. Weiße Membran	CHF/ VE	Art. Nr. Schwarze Membran	CHF/ VE
Spezifische Teststandards	0,22	100	044388	AA -	-	-
Mikrobiologische Analysen im Allgemeinen	0,45	100	057905	AA -	044389	AA -
		250	057908	AA -	044323	AA -
Hefen und Schimmelpilze	0,8	100	044377	AA -	044387	AA -
		250	044372	AA -	-	-

Microfil® Trichter und S-Pak™ Millipore Rastermembranen

- **System, das einen Trichter und eine Zelluloseestermembran kombiniert**
- **Verwendung mit einer Microfil®-Filterrampe oder EZ-Fit™ mit Microfil®-Kopf**
- **Membran mit einem Durchmesser von 47 mm**
- **Verpackung 1 Streifen von 150 Membranen, 150 Trichter**

Anwendungen:	Porengröße (µm)	Trichtervolumen (ml)	Art. Nr. Weiße Membran	CHF/ VE	Art. Nr. Schwarze Membran	CHF/ VE
Spezifische Teststandards	0,22	100	044353	AA -	-	-
		250	044348	AA -	-	-
Mikrobiologische Analysen	0,45	100	057913	AA -	044354	AA -
		250	044349	AA -	057910	AA -
Chlorierte Abwässer	0,7	100	044355	AA -	-	-
		250	044345	AA -	-	-
Hefen und Schimmelpilze	0,8	100	044352	AA -	044351	AA -
Hefen und Schimmelpilze in schwer filtrierbaren Proben	1,2	100	044356	AA -	-	-
		250	044346	AA -	-	-

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com