EZ-Fit™ Millipore Filtrationsrampe



- **Einzigartiges Design für eine einfache Reinigung und Dekontaminierung**
- **Verschiedene Filterköpfe für wiederverwendbare Trichter oder Einwegtrichter**
- **Schnellverbinder für den Vakuumschlauch**
- **Optimierte Höhe für die Verwendung in einer Laminar-Flow-Haube**

Sterilisation		121 °C für 30 min
Membrandurchmesser		47/ 50 mm
Materialien	Griff, Ventil (Ventilknopf und Stellglied des Ventilknopfes)	Aluminium
	Verbinder, Rohr, Ventilkörper	Edelstahl 316L
	Verbinder- und Ventildichtungen	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
	Filter O-Ring	Silikon
Anschluss des Schlauchs		Schlauchanschluss für 10 mm D.I.-Rohr (NPS 3/8 oder DN 10)

Modell	EZ-Fit-Rampe 1 Station	EZ-Fit-Rampe 3 Stationen	EZ-Fit-Rampe 6 Stationen
Maße B x T x H (mm)	168 x 204 x 117	168 x 433 x 117	168 x 823 x 117
Gewicht (kg)	1,3 bis 1,4	2,4 bis 2,7	4,1 bis 4,8
Art. Nr.	**044316**	**044313**	**044311**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Filterkopf & Verlängerung für EZ-Fit™ Millipore Rampe









Art der Trichter	Für Tulpe mit Gummistopfen	Microfil® V oder Microfil® S	Microfil®	Erweiterung
Art. Nr. für 1 Kopf	**044384**	**044328**	**044324**	**044381**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**
Art. Nr. für 3 Köpfe	**044322**	**044370**	**044390**	**044318**
CHF	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Zubehör und Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Box	CHF/ VE
044335	Rückschlagventil für EZ-Fit™-Rampe	3	**AA -**
044332	Gesinterte Scheiben für EZ-Fit™-Rampe, Edelstahl	3	**AA -**
044333	O-Ring-Kit für EZ-Fit™-Rampe	3	**AA -**
044325	EZ-Fit™-Rampen-Wartungsset, einschließlich Schmiermittel und Bürsten	1	**AA -**
044391	Schnellkupplungen für EZ-Fit™-Rampe, 1 Stopfen und 1 Kupplung	1	**AA -**
044330	Vollständiges Ventil für EZ-Fit™-Rampe	1	**AA -**
236161	Stopfen Nr. 8 aus Silikon, Öffnung 9,5 mm, Außendurchmesser 34/41 mm	5	**AA -**

EZ-Fit™ Trichter Millipore



- **Trichter + gebrauchsfertige Zelluloseester-Membran**
- **Der Trichter wird zur Petrischale oder die Membran kann auf Agar übertragen werden**
- **Einzigartiges Design des Drainageträgers: perfekter Kontakt der Membran mit dem Nährmedium für eine optimale mikrobiologische Bedeckung**
- **Trichterdesign, das die Restflüssigkeit minimiert und verhindert, dass die Probe die Membran "umgeht"**
- **Geringere Kontamination: belüfteter Deckel während der Filtration an Ort und Stelle und Rand an der Membran, der verhindert, dass die Greifer den Filtrationsbereich berühren**

				Lose		Einzeln verpackt	
Volumen (ml)	Porengröße (µm)	Farben Membran	VE/ Box	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
100	0,45	Weiß	48	**057906**	**AA -**	**044379**	**AA -**
		Schwarz	48	**044382**	**AA -**	**044376**	**AA -**
250		Weiß	48	**044380**	**AA -**	**044374**	**AA -**
		Schwarz	48	**044378**	**AA -**	**044373**	**AA -**