EZ-Pak® Curve Millipore Dispenser

- Schnelle Verteilung von sterilen Membranen in Einzelverpackung
- Aufladen in weniger als 30 Sekunden
- Design, das die Dekontamination erleichtert
- Berührungsloser Betrieb durch Infrarotsensor



Materialien	Halterung : Polyamid 6, mit Glaskugeln verstärkt / Aufwickler : Polyoxymethylen (POM)
Maße B x T x H (mm)	180 x 310 x 165
Gewicht (kg)	2,15
Batterien	Wiederaufladbar Lithium-Ion 14,8 V

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
044312	EZ-Pak® Membran-Dispenser Curve	AA -

Zubehör und Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
044383	Lithium-Ion-Akku	AA -
044386	Ladegerät für batteriebetriebenes EZ-Pak	AA -
044327	Ladegerät für netzbetriebenes EZ-Pak	AA -

Millipore EZ-Pak® Karierte Membranen

- Verwendung mit EZ-Pak® Curve-Spender
- Quadrierte Membranen
- Rückverfolgbarkeit: Artikelnummer, Losnummer, Reihenfolge der Membranen auf jeder Membranschutzfolie und detailliertes Qualitätszertifikat
- Möglichkeit der Verwendung mit Microfil-Trichtern mit EZ-Pak-Membranen
- Verpackung 4 Streifen mit 150 Membranen



Art. Nr.	Ø (mm)	Farben Filter	Schwelle (µm)	CHF/ VE
044319	47	Weiß	0,22	AA -
057796		Weiß	0,45	AA -
044321		Schwarz	0,45	AA -
044395		Grün	0,45	AA -
044397		Weiß	0,7	AA -
044393		Weiß	0,8	AA -
044392		Schwarz	0,8	AA -
044320	50	Weiß	0,45	AA -
044394		Schwarz	0,45	AA -
044396		Grün	0,45	AA -

EZ-Stream-Pumpe

- Direkte Ableitung der Filtrate
- Keine Handhabung von flüssigen Ableitungen
- Hoher Durchsatz
- Kompaktes Design, das eine Geräuschreduzierung ermöglicht
- Wartungsfrei



Durchflussmenge (Stadtwasser)	3.8 bis 4.0 L/min
Materialien, die mit der gefilterten Flüssigkeit in Berührung kommen	Polyoxymethylen (POM)
	Polytetrafluorethylen (PTFE)
	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
	Nitril Butadiene Rubber (NBR)
	Polypropylen (PP)
Maße (B x T x H) (cm)	19,6 x 16,8 x 22,2
Gewicht (kg)	1,9
Anschließen der Rohre	Geriffelte Anschlüsse für Rohre mit einem Durchmesser von ca. 10 mm (NPS 3/8 oder DN 10)
Art des Schutzes	IP64
Schutzklasse	III

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
044315	EZ-Stream Vakuumpumpe zur Förderung von Flüssigkeiten	AA -
044331	Autoklavierbarer Silikonschlauch - Ø x L : 9,5 mm x 5 m	AA -

Petrislides Millipore

- Lager- und Beobachtungsbehälter für 47-mm-Membranen
- Umfasst: Box, Membran und Absorptionspad
- Können Petrischalen ersetzen, indem sie den Filter festhalten
- Transparenter Deckel zur Durchführung von Mikroskopbeobachtungen
- Rechteckige Basis mit abgerundeten Ecken zur Anbringung am Mikroskop
- Möglichkeit der Verwendung mit Microfil-Trichtern mit EZ-Pak-Membranen



Art. Nr.	Bezeichnung	VE/ Box	CHF/ Box
057918	PetriSlides für Kontaminationsanalysen	100	AA -
044407	PetriSlides, die ein Absorptionskissen enthalten	100	AA -