Manifold - Dreiwege-Vakuumfiltrationsrampe



- 3-Wege-Rampe aus Edelstahl für die Vakuumfiltration
- Ventilhahn und Entlüftungsventil auf jedem Weg
- Ausgestattet mit Stöpseln Nr. 8
- Anschluss Vakuumschlauch Innen-Ø 9,5 mm
- Für Einweg- oder Mehrwegtrichter

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
029310	Drei-Wege-Halterung Edelstahl	AA -

Nalgene Trichter für die analytische Filtration



- Gebrauchsfertiger Trichter mit Membran
- Wiedergewinnbare Membran für die Kultur, aus Zellulosenitrat, zugelassen für die Wasserkontrolle
- Steril, einmaliger Gebrauch
- Weiße oder graue Membran (die sich schwarz färbt, wenn sie nass wird)

Art. Nr.	Volumen (ml)	Schwelle (µm)	Membran Farbe	Raster	VE	CHF/ VE
029378	100	0,2	Weiß	Ohne	50	AA -
028414		0,45	Weiß	Grau	50	AA -
028004		0,45	Grau	Weiß	50	AA -
029379	250	0,2	Weiß	Ohne	50	AA -
028415		0,45	Weiß	Grau	50	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
029380	Trichter-Stiel einzeln aus autoklavierbarem Polypropylen (zu 25)	AA -

Nalgene Analytische Filtereinheiten



- Filtrationseinheit mit: abnehmbarer Membran, Trichter und Auffangflasche
- Membran aus Zellulosenitrat 0,45 µm oder 0,2 µm
- Volumen: 150 ml
- Gammastrahlen-sterilisiert, Einmalgebrauch

	Filtereinheit		Trichter
Empfänger	Flasche		Ohne
Membran	Zellulosenitrat		
Farben	Weiß	Weiß kariert	
Schwelle	0,2 µm	0,45 µm	
Verpackt zu	12		
VE	72		
Art. Nr.	028032	029335	029336
CHF/VE	AA -	AA -	AA -