Komplettes Filtersystem mit Abfluss

- **Komplettsystem zur Filtration großer Volumina oder zur Reinigung von Lösungsmitteln oder korrosiven Flüssigkeiten**
- **Filterhalter aus Edelstahl, der mit einer schnellen Flammensterilisation kompatibel ist**
- **Vakuumkolben mit Drainagesystem**
- **VF2-System mit Silikon-Saugnapfbasis**

Material:
- Trichter, Filterhalter und Basis aus **autoklavierbarem Edelstahl 316**
- **Autoklavierbare Silikonkappe** Nr. 8 für VF2 (Art. Nr.. 886097) und Nr. 18 für VF11 (Art. Nr.. 886093)
- Autoklavierbarer Vakuumkolben aus **Borosilikatglas**
- Drainageschlauch aus **Gummi** (nicht autoklavierbar)

Filtersysteme	VF2	VF11
Trichter (ml)	100	500
Vakuum Kolben (ml)	1000	2000
Durchmesser Filtermembran (mm)	47 - 50	
Filtrations-Oberfläche (cm²)	50	
Seitliches Endstück für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	50	
Graduierungen des Trichters	50 / 100 ml	300 / 500 ml
Art. Nr.	**886097**	**886093**
CHF	**AA -**	**AA -**





Zubehör

	VF2		VF11	
	Art. Nr.	CHF	**Art. Nr.**	CHF
Vakuumflaschen	**886113**	**AA -**	**886114**	**AA -**
Silikon Verschluss	**886109**	**AA -**	**886110**	**AA -**
Silikon-Saugnapfbasis	**886115**	**AA -**	**-**	**-**

Filtermedien aus Borosilikatglas Sartorius

- **Erhältlich für zwei Filterdurchmesser : 24-25 mm oder 47-50 mm**
- **Nur im Vakuum verwenden**
- **Sterilisierbar im Autoklaven (max. 134°C) oder durch trockene Hitze (max. 180°C)**

Filtermedium enthält :
- Trichter aus Borosilikatglas ;
- Basis aus Borosilikatglas ;
- Halte-/Klemmklammer für den Filterhalter aus eloxiertem Aluminium
- Silikonabdeckung (nur Modell für 50-mm-Filter)
- Filterhalter entweder aus gesintertem Glas oder aus Edelstahl mit Teflonbeschichtung





Art. Nr.	Für Filter Ø (mm)	Filterhalter	Trichter Kapazität (ml)	Ø Auslaufschnabel (mm)	Filtrations-Oberfläche (cm²)	CHF
036893	24-25	Gesintertes Glas	30	12	3	**AA -**
150435		Edelstahl / PTFE				**AA -**
147000	47-50	Gesintertes Glas	250	15	12,5	**AA -**
150443		Edelstahl / PTFE				**AA -**

Zusätzliche Ersatzteile

Für Medien mit einem Durchmesser von	24-25 mm	CHF	47-50 mm	CHF
Trichter	**150437**	**AA -**	**6980119**	**AA -**
Basis	**150438**	**AA -**	**146634**	**AA -**
Filterhalter gesintertes Glas	**150441**	**AA -**	**150451**	**AA -**
Edelstahl/PTFE-Filterhalter	**150442**	**AA -**	**150452**	**AA -**
Klemme	**150436**	**AA -**	**150449**	**AA -**

Fläschchen und Stöpsel

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
150193	Vakuumkolben 2 l aus Borosilikatglas	**AA -**
150470	Silikonstopfen, Lochung ø 11-12 mm, für Filtermedien 24-25 mm	**AA -**
150471	Silikonstopfen, Lochung ø 14-15 mm, für Filtermedien 47-50 mm	**AA -**

Adapter für nackte Combisart-Rampe

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
036894	Adapter für Filtermedien ø 24-25 mm zu Combisart® Manifold	**AA -**
150469	Adapter für Filtermedien ø 47-50 mm zu Combisart® Manifold	**AA -**

Die Filtermedien sind mit einem Vakuumkolben + perforiertem Verschluss zu ergänzen oder auf einer nackten Filterleiste zu verwenden Combisart® Manifold (mit Adapter).





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com