
## Filterhalterungen aus Pyrex Millipore










- **Komplett mit Trichter, Filterhalterungsgitter, Montageklammer aus eloxiertem Aluminium, durchbohrter Silikonstopfen.**

**Anwendungen:**
- **Trägergitter aus gesintertem Glas** : für bakteriologische Wasseranalysen, Analysen von suspendierten Feststoffen im Wasser
- **Trägergitter aus gesintertem Glas + teflonbeschichtete Läppstellen**: für bakteriologische Analysen, die das Autoklavieren des Trägers bei eingesetztem Filter erfordern
- **Trägergitter aus Edelstahl** : für die Analyse von Partikelkontamination in Flüssigkeiten und Kohlenwasserstoffen durch Gravimetrie oder Partikelzählung

### Trichter für 25- und 47-mm-Membranen

| Art. Nr. | Kapazität Trichter (ml) | Ø Filter (mm) | Raster Halter Filter | Anschluss Verschluss perforiert Nr | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **044096B** | 15 | 25 | Gesintertes Glas | 5 | **419,65 -** |
| **044099B** | 15 | 25 | Edelstahl | 5 | **496,55 -** |
| **044100B** | 300 | 47 | Gesintertes Glas | 8 | **800,80 -** |
| **044103B** | 300 | 47 | Gesintertes Glas Teflon Läppen | 8 | **429,65 -** |

### Vakuumflaschen

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| **044097B** | Vakuumkolben 125 ml (Innen-Ø Hals 27 mm) | 1 | **88,80 -** |
| **044101B** | 1-Liter-Vakuumkolben (Innen-Ø Hals 38 mm) | 1 | **122,90 -** |
| **044105B** | Vakuumkolben 4 Liter | 1 | **400,95 -** |
| **044098B** | Silikonstopfen Nr. 5 perforiert für Fläschchen 044097B* | 5 | **174,50 -** |
| **044102B** | Silikonstopfen Nr. 8 perforiert für Ampullen 044101B und 044105B** | 5 | **157,60 -** |

* Ø Unterseite x ø Oberteil x h (mm) : 24 x 29 x 25 mm
** Ø Unterseite x ø Oberteil x h (mm) : 35 x 43 x 25 mm

## Filtertrichter aus Glas

NEU



- **Für Membrane 25, 47 oder 90 mm**
- **Filterhalter Glas, Edelstahl oder PTFE**
- **Zu ergänzen durch Rampe oder Vakuumkolben**

| Art. Nr. | Kapazität Trichter (ml) | Ø Filter (mm) | Raster Halter Filter | Anschluss Verschluss perforiert Nr | CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **097012** | 15 | 25 | Gesintertes Glas | 5 | **539,40 -** |
| **290309** | | | Edelstahl | | **332,80 -** |
| **290294B** | 300 | 47 | Gesintertes Glas | 8 | **AA -** |
| **290322** | | | Edelstahl | | **380,90 -** |
| **290323** | | | PTFE-beschichtetes Gesintertes Glas | | **468 -** |
| **290324** | 1000 | 90 | Gesintertes Glas | | **1067,30 -** |
| **095208B** | | | Edelstahl | | **AA -** |

### Ersatzteile

| Bezeichnung | Für Trichter 25 mm | | Für Trichter 47 mm | | Für Trichter 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art. Nr. | CHF/ VE | Art. Nr. | CHF/ VE | Art. Nr. | CHF/ VE |
| Aluminiumklemme | **290325** | **109,85 -** | **290314** | **176,55 -** | **290331** | **253,75 -** |
| Trichter | **290326** | **103,50 -** | **290313** | **160,70 -** | **290221B** | **AA -** |
| Basis gesintertes Glas | **290327** | **162,10 -** | **290312** | **246,35 -** | **290332** | **583,70 -** |
| Basis für Edelstahlgitter | **290328** | **91 -** | **290312** | **246,35 -** | **290319** | **351 -** |
| Edelstahlgitter | **290329** | **157,80 -** | **290330** | **364 -** | **290318** | **821,60 -** |

### Autoklavierbare Verschlüsse

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| **290333** | Silikonstöpsel Nr. 5 | **29 -** |
| **290334** | Silikonstöpsel Nr. 8 | **36,25 -** |