Komplettes Filtersystem aus Sartorius Borosilikatglas



- **Komplett, ganz aus Glas**
- **Zur Verwendung bei der Entfernung von Partikeln aus Lösungsmitteln für analytische Bestimmungen**
- **Ideale Vorrichtung zur Ultrareinigung und Entgasung von Lösungsmitteln und Lösungsmittelmischungen für HPLC, GC und AA**

Geliefert mit :

- 1-Liter-Kolben aus Borosilikatglas ;
- Basis und Trichter aus Borosilikatglas ;
- Filterhalter: glasgesintert, einschließlich 1 PTFE-Ring und 1 Viton-O-Ring (45 x 3 mm) ;
- 1 Spannzange aus eloxiertem Aluminium.

Membran	Durchmesser von 50 / 47 mm
Filterfläche	12,5 cm²
außen-Ø Seiten-Endstück	6 bis 9 mm
Druck max.	Nur Vakuum
Chemische Kompatibilität	siehe die von Glas und PTFE
Vol. Trichter / Vol. Kolben	250 ml / 1 Liter
Sterilisation	autoklavieren (121 oder 134 °C) trockene Hitze (max. 180 °C)
Art. Nr.	**147031**
CHF	**AA -**

Zusätzliche Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
6980119	Trichter 250 ml aus Borosilikatglas	**AA -**
150453	Filterhalter aus gesintertem Glas	**AA -**
150454	Anschluss aus PP mit Viton-Dichtung	**AA -**
150456	Basis aus Borosilikatglas	**AA -**
150457	Kolben 1 l aus Borosilikatglas	**AA -**

Komplettes Filtersystem aus Pyrex Scilabware



- **Aus Glas, vollständig autoklavierbar**
- **Geeignet für Membran Ø 47 mm**
- **Ideal für die Mikrobiologie**

Besteht aus 4 Elementen:

- 300-ml-Reservoir ;
- Stützbasis mit Sinterscheibe und Vakuumverbinder ;
- metallischer Halteclip ;
- 1000-ml-Erlenmeyerkolben, der für die Verwendung unter Vakuum geeignet ist.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001966	Vollständiges System mit allen 4 Elementen	**AA -**

Ersatzteile

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
001967	Graduierter Trichter aus Glas 300 ml	**AA -**
001968	Basis und Vakuumverbinder	**AA -**
001969	Erlenmeyerkolben aus Glas 1000 ml	**AA -**
001970	Metallclip zum festhalten	**AA -**

Filtereinheit für Lösungsmittel mit Pumpe



- **Komplettsystem mit VF12-Filtersystem und Vakuumpumpe**
- **Ideal für die Reinigung von organischen Lösungsmitteln oder korrosiven Flüssigkeiten, wie z. B. mobile HPLC-Phasen**
- **Kompakte und sichere Einheit**
- **Ölfreie, wartungsfreie Membranpumpen**
- **Gute Chemikalienbeständigkeit (PTFE-beschichtete Membran und Kammer, Ventilträgerplatte aus Edelstahl 316)**
- **Automatische Abschaltung bei Überhitzung**
- **Filtersystem für 47 mm Membrane**
- **Lagerung des Filtrats direkt in Flaschen mit GL 45 Hals**

Komplettes System geliefert mit :

- Pumpe
- Verbindungsschlauch
- Vollständig autoklavierbares VF12-Filtersystem
  - . Trichter aus Glas 300 ml
  - . Halteklammer aus eloxiertem Aluminium
  - . Glasbasis für 47-mm-Filter
  - Silikon Verschluss
  - . Adapter für Flaschen mit Hals GL 45 aus Polypropylen mit PTFE-Dichtung
  - . 1000-ml-Flasche aus Borosilikatglas GL 45

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
886084	Filtereinheit VF12 geliefert mit Vakuumpumpe Rocker 300C	**AA -**
886162	Filtereinheit VF12 geliefert mit Vakuumpumpe Chemker 300	**AA -**
886092	Filtereinheit VF12 geliefert mit Vakuumpumpe Lafil 300C	**AA -**