## Komplettes Filtersystem aus Borosilikatglas

- **Aus 3,3-Borosilikatglas**
- **Für Membranen mit Ø 47 mm**



| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 940899 | Komplettes Filtersystem mit Glasschliff | AA - |

### Ersatzteile

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 940902 | Basis aus gesintertem Glas mit Schliff 40/38 und Olive Ø 8 mm | AA - |
| 940898 | Metallclip zum festhalten | AA - |
| 940896 | Glastrichter 300 ml | AA - |

## Komplettes Filtersystem aus Borosilikatglas Schott DURAN

Geliefert mit :

- 1000-ml-Vakuumkolben, mit NS45/40
- NS 45/40 Endstück mit Anschluss für GL14 Schlauch
- PTFE-Adapterplatte
- Filterplatte Glasrand Ø 50 mm
- Platte nach Büchner mit Schlitzen Ø 48 mm
- Sammelbehälter mit Graduierungen 250 ml
- Klammer aus eloxiertem Aluminium
- Kunststoffolive, gerade aus PP mit Silikondichtung GL14
- Schraubverschlusskappe aus rotem PBT GL14


PTFE-Adapter Filtration



| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 090986 | Komplettes Filtergerät mit PTFE-Adapterplatte und Klemme | AA - |

### Adapter

- **PTFE-Adapter, mit dem direkt auf eine Flasche mit GL45-Hals gefiltert werden kann**
- **Verbindung zwischen geschliffenem Hals NS 45/40 und Schraubhals mit GL45-Gewinde**

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 084486 | DURAN PTFE-Adapter zur Filtration auf GL45-Flaschen | AA - |

## Filtereinheit ganz aus Pyrex

- **Für 47mm Membran**
- **Vakuumfiltration von wässrigen, organischen oder aggressiven Lösungen**

Wird komplett mit Trichter, Filterhaltergitter, Montageklammer aus eloxiertem Aluminium, Basis und Stopfen mit seitlichem Schlauch aus Pyrex, 1-Liter-Vakuumkolben mit geschliffenem Hals geliefert.



| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 044107B | Filtereinheit mit Stützgitter Sinterglas | AA - |

### Ersatzteile

| Art. Nr. | Bezeichnung | CHF |
|---|---|---|
| 051374B | Trichter aus Glas | AA - |
| 051373B | Gesinterte Basis | AA - |
| 051692 | Glasbasis mit Edelstahlgitter | AA - |
| 051753 | PTFE-Dichtung für Stützgitter - zu 25 | AA - |
| 053818 | Filterhalterungsgitter | AA - |
| 051736 | Klemme | AA - |

## Rocker-Vakuumpumpen

- **Für Filtration , Entgasung oder SPE**
- **Ölfreie Kolbenpumpen**
- **System zur Regulierung des Vakuums**
- **Schutzsystem gegen das Eindringen von Flüssigkeit in die Pumpe**
- **Automatische Abschaltung bei Überhitzung und Wiederaufnahme des Saugvorgangs nach Abkühlung**
- **Pumpen 300C und 410C mit Kondensatfalle**


886074


886083

| Modell | Rocker 300 | Rocker-Pumpe 300C | Rocker 400 | Rocker-Pumpe 410C |
|---|---|---|---|---|
| Vakuum (mbar abs.) | 106 | 145 | 106 | 25 |
| Max. Durchfluss (l/min) | 20 | 20 | 34 | 20 |
| Max. Leistung (W) | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Sauganschluss (mm) | 8 | | | |
| Geräuschpegel (dB) | 50 | 50 | 52 | 52 |
| Maße (L x B x H )(cm) | 26,8 x 13,5 x 20,4 | | 31 x 13,5 x 20,4 | |
| Gewicht (kg) | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 5,6 |
| **Art. Nr.** | **886074** | **886083** | **886076** | **886206** |
| **CHF** | **AA -** | **AA -** | **AA -** | **AA -** |

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com