Büchner-Trichter aus Porzellan

Art. Nr.	ø Filterzone (mm)	Loch-Ø (mm)	Gesamthöhe (mm)	CHF
140651	48	1	67	**AA -**
140652	62	1	94	**AA -**
140653	77	1	99	**AA -**
140654	97	1,5	111	**AA -**
140655	116	1,5	132	**AA -**
140656	130	2	137	**AA -**
140657	156	2	155	**AA -**



Büchner-Trichter aus Polypropylen

- **Aus autoklavierbarem Polypropylen**
- **In zwei Teile teilbar, um die Reinigung zu erleichtern**

Durchmesser Filterpapier (mm)	55	70	90	110	150
Innendurchmesser oben (mm)	59	76	93	130	172
Außendurchmesser Stiel (mm)	10	11	12	22	20
Länge Stiel (mm)	45	65	71	93	107
Gesamthöhe (mm)	104	146	169	213	283
Kapazität (ml)	83	186	358	919	2906
VE	1	1	1	1	1
Art. Nr.	**029511**	**029512**	**029513**	**029514**	**029515**
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Büchner-Trichter aus Polypropylen

- **Autoklavierbar**
- **In 2 Teilen geformt, die leicht getrennt werden können**
- **Korrosions- und hitzebeständig**
- **Gute chemische Beständigkeit**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Durchmesser der Löcher (mm)	CHF
391586	40	42,5	47	1,2	**AA -**
391587	70	55	57	1,1	**AA -**
391471	180	70	57	2	**AA -**
391588	285	80	65	2	**AA -**
391589	390	90	68	2,5	**AA -**
391590	810	110	92	2,5	**AA -**
391591	2100	160	105	2,75	**AA -**
391592	6000	240	143	3	**AA -**



Filtertiegel aus Glas Duran

- **Aus 3,3-Borosilikatglas**
- **Zur Trocknung von Fällungen**
- **Zu ergänzen durch konische Dichtung 046571**

DWK LIFE SCIENCES

NEU

Porengröße ohne :			100 - 160 µm		40 - 100 µm		16 - 40 µm		10 - 16 µm		1 - 1,6 µm	
Volumen (ml)	**Ø (mm)**	**VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**	**Art. Nr.**	**CHF/ VE**
8	24	10	-	-	**083450**	**AA -**	**084346**	**AA -**	**084347**	**AA -**	-	-
15	28	10	**084348**	**AA -**	**084349**	**AA -**	**084350**	**AA -**	**084351**	**AA -**	-	-
30	36	10	**084352**	**AA -**	**084353**	**AA -**	**092103**	**AA -**	**084354**	**AA -**	**084355**	**AA -**
50	46	10	**084356**	**AA -**	**084357**	**AA -**	**092104**	**AA -**	**092117**	**AA -**	**084358**	**AA -**



Satz konischer Gummidichtungen für Filtertrichter. Teile von 22 bis 84 mm.

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
046571	Satz von 7 Dichtungen	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com