
Chromatographie- und Extraktionssäulen





- Minisäulen für den einmaligen Gebrauch
- Für die Fraktionierung, Entsalzung
- Chromartographiesäulen, die mit Verschluss geliefert werden
- Aus Polystyrol, das gegen Lösungen von milden Säuren und Alkalien beständig ist, oder aus Polypropylen, das gegen die meisten Lösungsmittel beständig ist

Extraktionssäulen

Art. Nr.	Material	Länge (cm)	Filter (µm)	VE	CHF/ VE
064069	PP	8,6	45 - 90	200	AA -
064070	PP bernsteinfarben	8,6	45 - 90	200	AA -

Chromatographiesäulen

Art. Nr.	Material	Länge (cm)	Volumen (ml)	Filter (µm)	VE	CHF/ VE
064071	PS	13	15	90 - 130	200	AA -
064072	PS	13	15	45 - 90	200	AA -
064073	PS	13	15	15 - 45	200	AA -
064077	PP	13	15	90 - 130	200	AA -
064046	PP	13	15	45 - 90	200	AA -
064078	PP	13	15	15 - 45	200	AA -
064074	PS	18	20	90 - 130	200	AA -
064075	PS	18	20	45 - 90	200	AA -
064076	PS	18	20	15 - 45	200	AA -
064082	PP	18	20	90 - 130	200	AA -
064083	PP	18	20	45 - 90	200	AA -
064084	PP	18	20	15 - 45	200	AA -

Universelle Säulen





- Hergestellt aus Polypropylen
- Luer-Lock-kompatible Spitze
- 25-ml-Reservoir
- 3 Porengrößen

Minisäulen für den einmaligen Gebrauch

Art. Nr.	Volumen (ml)	Länge (cm)	Filter (µm)	VE	CHF/ VE
064061	0,5	4,83	45 - 90	200	AA -
064066	2,4	3,81	45 - 90	200	AA -

