
VISKING Dialysemembranen

- **Halbdurchlässig**
- **Werden flach als nahtlose Rohre geliefert**
- **Aus regenerierter Zellulose**
- **Abschaltschwellen : 12000, 3500, 7000 Daltons**
- **Nutzung Ph-Bereich : 2 bis 12**

Art. Nr.	Abschalt-schwelle	Ø (mm)	Breite (mm)	V/L (ml/cm)	Länge (m)	CHF/ Rolle
072002	12000	14,3	24 - 26	1,61	30	**AA -**
072003	12000	15,9	25 - 27	1,99	30	**AA -**
072004	12000	17,5	29 - 31	2,41	30	**AA -**
072005	12000	19	31 - 33	2,84	30	**AA -**
072006	12000	21,5	32 - 34	3,63	30	**AA -**
072007	12000	23,8	39 - 41	4,45	30	**AA -**
072008	12000	25,4	42 - 44	5,07	30	**AA -**
072009	12000	28,6	43 - 45	6,43	30	**AA -**
072001	12000	6,3	10	0,31	15	**AA -**
072010	12000	31,7	50 - 54	7,89	15	**AA -**
072011	12000	38,1	56 - 59	11,4	15	**AA -**
072012	12000	44,4	67 - 71	15,49	15	**AA -**
072013	12000	50,8	77 - 82	20,27	15	**AA -**
072015	12000	63,5	101 - 107	31,67	15	**AA -**
072016	12000	69,8	113 - 120	38,27	15	**AA -**
072017	12000	82,5	129 - 137	53,46	15	**AA -**
072018	12000	95,2	135 - 148	71,19	15	**AA -**




Art. Nr.	Abschalt-schwelle	Ø (mm)	Breite (mm)	V/L (ml/cm)	Länge (m)	CHF/ Rolle
072019	12000	114,3	164 - 177	102,62	15	**AA -**
072020	12000	139,7	199 - 216	153,30	15	**AA -**
072023	3500	16	25	2,01	5	**AA -**
072024	3500	22	34	3,80	5	**AA -**
072025	3500	28	44	6,15	5	**AA -**
072026	3500	35	55	9,62	5	**AA -**
072027	7000	16	25	2,01	5	**AA -**
072028	7000	22	34	3,80	5	**AA -**
072029	7000	28	44	6,15	5	**AA -**
072030	7000	35	55	9,62	5	**AA -**

Spezifikation von SPECTRA/POR-MEMBRANEN

Typ	Biotech CR (regenerierte Zellulose)	Biotech EC (Celluloseester)
Darstellung	Siehe Details unten	Opak, steif
Lösungsmittelbeständigkeit	Gut	Mittel
Verpackung	Siehe Details unten	Feucht mit 0,1 % Natriumazid
Grenzwerte pH / Temperatur max	2 bis 12 / 60 °C	2 bis 9 / 37 °C

Typ Biotech CR: Details	Biotech CR 1	Biotech CR 2	Biotech CR 3	Biotech CR 4	Biotech CR 5	Biotech CR 6	Biotech CR 7
Darstellung	Transparent, flexibel	Transparent, flexibel	Transparent, flexibel	Transparent, flexibel	Dick, starr	Transparent, flexibel	Transparent, flexibel
Konservierungsmittel	Glycerin	Glycerin	Glycerin	Glycerin	Glycerin	0,1 % Azid Natrium	0,1 % Azid Natrium



ie www.milian.com