SPECTRA/POR-Trockenröhrchen aus regenerierter Zellulose



SPECTRA-POR-Dialyseschläuche 1 - Grenzwert : 6000 bis 8000.

Art. Nr.	Breite flach (mm)	Vol/Länge (ml/cm)	ø aufgeblasen (mm)	Rolle von	CHF/ Rolle
059009	10	0,32	6,4	15 m	AA -
059010	23	1,68	14,6	30 m	AA -
059011	32	3,26	20,4	30 m	AA -
059012	40	5,09	25,5	30 m	AA -
059013	50	7,96	31,8	30 m	AA -
059014	100	31,83	67,3	15 m	AA -
059015	120	45,84	76,4	15 m	AA -

SPECTRA-POR 2 Dialyseschläuche

Grenzwert : 12000 bis 14000. Dünne Wand, die die Dialyse um 50 % reduzieren kann.

Art. Nr.	Breite flach (mm)	Vol/Länge (ml/cm)	ø aufgeblasen (mm)	Rolle von	CHF/ Rolle
059024	10	0,32	6,4	15 m	AA -
059025	25	1,99	15,9	15 m	AA -
059026	45	6,45	28,6	15 m	AA -
059027	100	31,83	63,7	15 m	AA -

SPECTRA-POR-Dialyseschläuche 4 - Grenzwert : 12000 bis 14000.

Art. Nr.	Breite flach (mm)	Vol/Länge (ml/cm)	ø aufgeblasen (mm)	Rolle von	CHF/ Rolle
059019	10	0,32	6,4	30 m	AA -
059020	25	2	15,9	30 m	AA -
059021	32	3,2	20,4	30 m	AA -
059022	45	6,4	28,6	30 m	AA -
059023	75	17,9	47,7	15 m	AA -

SPECTRA-POR-Dialyseschläuche 3 - Grenzwert : 3500.

Art. Nr.	Breite flach (mm)	Vol/Länge (ml/cm)	ø aufgeblasen (mm)	Rolle von	CHF/ Rolle
059016	18	1	11,5	15 m	AA -
059017	45	6,4	28,6	15 m	AA -
059018	54	9,3	34	15 m	AA -

SPECTRA-POR 6 Dialyseschläuche - Werden feucht in 0,1 % Natriumazid geliefert; chemisch vorbehandelt, um Metallspuren zu entfernen.

Breite flach	6 mm	12 mm	18 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	38 mm	40 mm	45 mm	50 mm	54 mm	CHF/ Rolle 10 m
ø (mm)	3,8	7,5	11,5	15	18	20,4	22	29	25,5	29	35	34	
Vol./Länge. (ml/cm)	0,1	0,45	1	1,8	2,5	3,3	3,7	4,6	5,1	6,4	8	6,4	
Abschaltschwelle													
1000	-	-	059266	-	-	-	-	059267	-	059268	-	-	AA -
2000	-	-	059269	-	-	-	-	059270	-	059271	-	-	AA -
3500	-	-	059272	-	-	-	-	-	-	059273	-	059274	AA -
8000	059275	059276	059277	059278	-	059279	-	-	059280	-	059281	-	AA -
10000	059282	059283	059284	059285	-	059286	-	-	-	059287	-	-	AA -
15000	059288	059289	059290	059291	-	059292	-	-	-	059293	-	-	AA -
25000	059294	059295	059296	-	059298	-	059299	-	-	-	-	-	AA -

SPECTRA-POR 7 Dialyseschläuche - Werden feucht in 1%igem Natriumazid geliefert; mit EDTA behandelt, frei von Schwefel und Metallspuren.

Breite flach	12 mm	18 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	38 mm	40 mm	45 mm	50 mm	54 mm	CHF/ Rolle 5 m
ø aufgeblasen (mm)	7,5	11,5	15	17,8	20,4	21,6	24,2	25,5	28,6	31,8	34,4	
Abschaltschwelle												
1000	-	059029	-	-	-	-	059030	-	059031	-	-	AA -
2000	-	059033	-	-	-	-	059034	-	059035	-	-	AA -
3500	-	059036	-	-	-	-	-	-	059037	-	059038	AA -
8000	059039	-	059040	-	-	-	-	059041	-	059042	-	AA -
10000	059043	-	059044	-	-	-	-	-	059045	-	-	AA -
15000	059046	-	059047	-	059048	-	-	-	059049	-	-	AA -
25000	059050	-	-	059051	-	059052	-	-	-	-	-	AA -
50000	059053	-	-	059054	-	059055	-	-	-	-	-	AA -