Dialyseschläuche SPECTRA/POR Biotech Zelluloseester

- **Gebrauchsfertig: keine vorherige Reinigung erforderlich**
- **Rein, feucht, in 0,05 % EDTA aufbewahrt**
- **Frei von Schwermetallen, Sulfaten, Glycerin und Verunreinigungen**

Breite flach (mm)		10	16	24
ø (mm)		6,4	10,2	15
Vol/Länge (ml/cm)		0,32	0,79	1,8
Abschaltschwelle	1000	**059085**	**059094**	**059102**
	5000	**059088**	**059097**	**059105**
	10000	**059089**	**059098**	**059106**
	25000	**059091**	**059099**	**059108**
	50000	**059092**	**059100**	**059109**
	100000	**059093**	**059101**	**059110**
CHF die Rolle mit 10m		**AA -**	**AA -**	**AA -**



SPECTRA/POR Micro Float-A-Lyzer

Gebrauchsfertige Dialyseschläuche für Mikrovolumen.

- **In zwei Volumina: 100 - 200 µl und 400 - 500 µl**
- **Einfach zu laden dank der mitgelieferten Spritze**
- **Membran aus Zelluloseester für Biotech**
- **Schweben von selbst**
- **Trocken konserviert mit Glycerin**

Volumina	100-200 µl	400-500 µl
Maße (B x L x H) (mm)	45 x 19 x 44	45 x 19 x 63
Membran-Ø (mm)	6,4	6,4
Abschaltschwelle	**100-200 µl**	**400-500 µl**
100 bis 500 Da	**059558**	**059565**
500 bis 1000 Da	**059559**	**059566**
3,5 bis 5 kDa	**059560**	**059567**
8 bis 10 kDa	**059561**	**059568**
20 kDa	**059562**	**059569**
50 kDa	**059563**	**059570**
100 kDa	**059564**	**059571**
CHF/ zu 12	**AA -**	**AA -**



Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Video zu sehen



SPECTRA/POR Float-A-Lyzer G2

Gebrauchsfertige Dialyseschläuche.

- **3 Volumina: 1 ml, 5 ml und 10 ml**
- **Mit Zelluloseestermembran für Biotech**
- **Leicht zu öffnen und zu laden**
- **Schweben dank ihrer Kappe von selbst**
- **Von unten durch einen Stabmagneten beschwert**
- **Einzeln verpackt geliefert**
- **Feucht gehalten mit 0,1 % Natriumazid**
- **Gebrauchsfertig nach einfachem Abspülen mit Wasser zur Entfernung des Natriumazids**

Anwendungen

- **Entsalzen**
- **Puffer-Wechsel**
- **Probenkonzentrationen mit Hilfe des SPECTRA/GEL-Absorptionsmittels**
- **Reinigung von Proteinen, DNA, Oligonukleotiden, Peptiden, Polymeren, Antikörpern oder anderen Biomolekülen**

Volumen	1 ml	5 ml	10 ml
Länge (cm)	9	10	17
Membran-Ø (mm)	5	16	16
Verschluss-Ø (mm)	36	36	36



SPECTRA/POR Float-A-Lyzer G2 - Membran aus Zelluloseester

Grenzwert	1 ml	5 ml	10 ml
3,5 - 5 kDa	**059341**	**059342**	**059343**
8 bis 10 kDa	**059344**	**059345**	**059346**
20 kDa	**059347**	**059348**	**059349**
100 kDa	**059350**	**059351**	**059352**
CHF/ zu 12	**AA -**	**AA -**	**AA -**

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com