
GeBAflex Dialyse- und Elektroelutions-Röhrchen-Sets





Für Dialyse und Pufferaustauschprotokolle.

- **Erhältlich in 3 Vol. : Mini (10 - 250 µl), Midi (50 - 800 µl) und Maxi (0,1 - 3 ml)**
- **Gebrauchsfertig, angeboten mit schwimmendem Rack und Bedienungsanleitung**
- **Mit EDTA behandelte Membran, frei von RNA, DNA, Sulfid und Schwermetallen**
- **Retentionsschwelle von 1 kDa bis 50 kDa**
- **Die zu behandelnde Lösung kann mit einer Standardspitze einer Mikropipette aufgetragen und aufgefangen werden**

Retentions-schwelle	VE	Kit GeBAflex Mini 10 - 250 µl		Kit GeBAflex Midi 50 - 800 µl		Kit GeBAflex Maxi 0,1 - 3 ml	
		Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
1 kDa	5	-	-	375008	AA -	-	-
	100	-	-	375009	AA -	-	-
3,5 kDa	10	-	-	375010	AA -	-	-
	15	-	-	-	-	375016	AA -
	50	-	-	375011	AA -	375017	AA -
	100	-	-	375012	AA -	375018	AA -
8 kDa	10	375005	AA -	375013	AA -	-	-
	15	-	-	-	-	375019	AA -
	50	375006	AA -	375014	AA -	375020	AA -
	100	375007	AA -	375015	AA -	375021	AA -
14 kDa	10	375001	AA -	-	-	-	-
	15	-	-	-	-	375022	AA -
	50	375002	AA -	-	-	375023	AA -
	100	375003	AA -	-	-	375024	AA -
25 kDa	5	375004	AA -	-	-	375025	AA -
	100	-	-	-	-	375026	AA -
50 kDa	15	-	-	-	-	375027	AA -
	50	-	-	-	-	375028	AA -
	100	-	-	-	-	375029	AA -

Lösungen für Elektro-Elutionen

Art. Nr.	Bezeichnung	Vol. (ml)	Anzahl der Eluierungen mit GeBaflex-Röhrchen			CHF
			Mini	Midi	Maxi	
375045	Fällungsreagenz TCA 20 %	60	240	85	20	AA -
375048		10	40	14	3	AA -
375047	Kac 3M Fällungsreagenz	10	400	142	33	AA -
375050		2	80	28	6	AA -
375046	MS-Pufferlösung	10	400	142	33	AA -
375049		2	80	28	6	AA -

Elutionsrack für 4 GeBAflex-Röhrchen

Elutionsgestell für 4 GeBAflex-Röhrchen	GeBAflex-Mini Röhrchen	GeBAflex-Midi Röhrchen	GeBAflex-Maxi Röhrchen
Art. Nr.	375030	375031	375032
CHF	AA -	AA -	AA -

ReadyLyzer-Dialyseschläuche



Gebrauchsfertiges System für die Dialyse von DNA-, RNA- und Proteinproben.

- **Vorinstallierte Membran in einem Röhrchen mit Schraubverschluss**
- **Membran aus ultrareiner regenerierter Zellulose geringe Retention**
- **Wird mit einem Schwimmring geliefert, mit dem das Gerät in vertikaler Position gehalten werden kann**
- **5 Modelle je nach Probenvolumen verfügbar : 10 - 250 µl, 50 - 800 µl, 0,1 - 3 ml, 10 ml und 20 ml**
- **MWCO-Retentionsschwelle 1 kDa, 3.5 kDa, 6 - 8 kDa, 12 - 14 kDa**

Art. Nr.	Maximal Volumen	MWCO (KDa)	VE	CHF/ VE
115768	250 µl	6 - 8 KDa	10	AA -
115769			30	AA -
115770		12 - 14 KDa	10	AA -
115771			30	AA -
115772	800 µl	1 KDa	5	AA -
115773		3,5 KDa	10	AA -
115774			30	AA -
115775		6 - 8 KDa	10	AA -
115776			30	AA -
115777	3 ml	3,5 KDa	5	AA -
115778			15	AA -
115779		6 - 8 KDa	5	AA -
115780			15	AA -
115781		12 - 14 KDa	5	AA -
115782			15	AA -
115783	10 ml	1 KDa	5	AA -
115785		3,5 KDa	10	AA -
115787		6 - 8 KDa	10	AA -
115789		12 - 14 KDa	10	AA -
115784	20 ml	1 KDa	5	AA -
115786		3,5 KDa	10	AA -
115788		6 - 8 KDa	10	AA -
115790		12 - 14 KDa	10	AA -