Verschlussklammern für Dialyseschläuche

- **Zum absolut sicheren verschließen von Dialyseschläuchen**
- **Nur für Dialyseschläuche aus regenerierter Zellulose geeignet**
- **Autoklavierbar**

2 Modelle:
- die Standardklemme: sorgt mit ihren dreifachen Rillen für eine perfekte Abdichtung ;
- die beschwerte Klammer: mit einem Gewicht aus Edelstahl versehen, um das Eintauchen und das Gleichgewicht des Rohrs zu gewährleisten.



Art. Nr.	Bezeichnung	Breite (mm)	VE	CHF/ VE
059001	Standardklemmen	12	10	**AA -**
059002	Standardklemmen	35	10	**AA -**
059003	Standardklemmen	75	10	**AA -**
059004	Gewichtete Klammern	12	10	**AA -**
059005	Gewichtete Klammern	23	10	**AA -**
059006	Gewichtete Klammern	35	10	**AA -**
059007	Gewichtete Klammern	55	10	**AA -**

Universal-Verschlusszangen

- **Geeignet für alle Arten von Membranen**
- **Tipp: Wählen Sie eine Klemme, die 4 bis 10 mm länger ist als die Breite der Membran im flachen Zustand**



Breite (mm)	50	70	110	150
Weiß	**059523**	**059528**	**059520**	**059533**
Rot	**059524**	**059529**	**059521**	**059534**
Gelb	**059525**	**059530**	**059522**	**059535**
Blau	**060617**	**059531**	-	-
Grün	**059526**	**059532**	-	-
Schwarz	**059527**	**060631**	-	-
VE	10	10	10	10
CHF/VE	**AA -**	**AA -**	**AA -**	**AA -**



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com