Die Originale

Flaschen aus Duran® Borosilikatglas



Flaschen aus DURAN® Borosilikatglas zeichnen sich durch einen sehr geringen Ausdehnungskoeffizienten, eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturschocks und chemische Substanzen aus.

- **Aus Duran® Typ I Glas klar oder bernsteinfarben**
- **Mit oder ohne Schraubverschluss aus Polypropylen mit Ausgießring**
- **Gleichmäßige Wandstärke**
- **Autoklavierbar, sterilisierbar**
- **Mit Rückverfolgbarkeitscode, der es ermöglicht, eine Chargenbescheinigung im Internet zu erhalten**
- **Langlebige gedruckte Graduierungen**

Zertifikat und Chargenverfolgung für Fläschchen DURAN® bis GL45: mit Hilfe des Codes spezielles achtstelliges Zertifikat, das auf der Flasche vermerkt ist, Möglichkeit, direkt über das Internet zu erhalten.

						Flaschen aus Klarglas				Flaschen aus Braunglas			
Volumen (ml)	Höhe mit Kappe (mm)	Höhe ohne Kappe (mm)	Ø Hals (GL-Gewinde)	Ø Körper (mm)	VE	Ohne Verschluss	CHF/ VE	Mit blauem PP-Verschluss	CHF/ VE	Ohne Verschluss	CHF/ VE	Mit blauem PP-Verschluss	CHF/ VE
10	54	50	GL 25	36	10	090982	AA -	090983	AA -	090985	AA -	090987	AA -
25	74	70	GL 25	36	10	090969	AA -	090299	AA -	090392	AA -	083836	AA -
50	91	87	GL 32	46	10	090970	AA -	090300	AA -	090393	AA -	083838	AA -
100	105	100	GL 45	56	10	090382	AA -	090301	AA -	090394	AA -	083840	AA -
150	115	110	GL 45	62	10	092036	AA -	092033	AA -	092039	AA -	083841	AA -
250	143	138	GL 45	70	10	090383	AA -	090302	AA -	090395	AA -	083843	AA -
500	181	176	GL 45	86	10	090379	AA -	090303	AA -	090396	AA -	083845	AA -
750	208	203	GL 45	95	10	092037	AA -	092034	AA -	092040	AA -	083846	AA -
1000	230	225	GL 45	101	10	090384	AA -	090304	AA -	090397	AA -	083848	AA -
2000	265	260	GL 45	136	10	090971	AA -	090305	AA -	090398	AA -	083850	AA -
3500	300	295	GL 45	160	1	092038	AA -	092035	AA -	092041	AA -	083851	AA -
5000	335	330	GL 45	182	1	090972	AA -	090306	AA -	090399	AA -	083853	AA -
10000	415	410	GL 45	227	1	090973	AA -	090307	AA -	090800	AA -	083854	AA -
20000	510	505	GL 45	288	1	090975	AA -	090308	AA -	083856	AA -	-	-
25000	545	-	GL 45	316	1	-	-	096063	AA -	-	-	-	-

Pyrex®-Flaschen für Medien



- **ISO-Flaschen aus Borosilikatglas**
- **Autoklavierbar**
- **Ideal für die Lagerung und Aufbewahrung von Kulturmedien und Puffern**
- **Graduiert, versehen mit einem blauen Polypropylenkappen mit Tropfschutzring (mit Ausnahme der Version GL25, die ohne Tropfschutzring geliefert wird)**
- **Code für die Rückverfolgbarkeit**

Ringe und Stöpsel

Hals Typ	GL 25	GL 32	GL 45
PP-Tropfschutzring weiß	-	001100	001101
CHF zu 10	-	AA -	AA -
ETFE-Tropfschutzring rot	-	001104	001105
CHF zu 10	-	AA -	AA -
Schraubkappe PP blau	001108	001102	001103
CHF zu 10	AA -	AA -	AA -
ETFE-Schraubkappe rot	001109	001106	001107
CHF zu 10	AA -	AA -	AA -

Fläschchen mit Stopfen

Art. Nr.	Volumen (ml)	Hals	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
001090	25	GL 25	36 x 70	10	AA -
001091	50	GL 32	46 x 88	10	AA -
001092	100	GL 45	56 x 100	10	AA -
001989	150	GL 45	62 x 105	10	AA -
001093	250	GL 45	70 x 138	10	AA -
001094	500	GL 45	86 x 176	10	AA -
001990	750	GL 45	95 x 203	10	AA -
001095	1000	GL 45	101 x 255	10	AA -
001096	2000	GL 45	136 x 260	10	AA -
001991	3500	GL 45	160 x 295	1	AA -
001097	5000	GL 45	181 x 335	1	AA -
001098	10000	GL 45	227 x 410	1	AA -
001099	20000	GL 45	300 x 510	1	AA -



Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um das Verfahren für die Verarbeitung von Laborglas zu erreichen.