Die Varianten - Enger Hals

Quadratische Flaschen aus Borosilikatglas



Platzsparende Fläschchen.

- Aus DURAN® Borosilikatglas 3.3
- Temperaturbeständige Flasche von -70 °C bis +500 °C
- Temperaturbeständiger Verschluss von - 40 °C bis +140 °C
- Zertifikat über die Rückverfolgbarkeit, wobei jede Flasche eine Identifikationsnummer trägt



Siehe Verschlüsse auf den Seiten 1120 und 1121

Art. Nr.	Bezeichnung	Verschluss	Maße Seite x H (mm)	VE	CHF/ VE
090441	Quadratische Flasche 100 ml	GL 32	50 x 109	10	AA -
090346	Quadratische Flasche 250 ml	GL 45	64 x 143	10	AA -
090347	Quadratische Flasche 500 ml	GL 45	78 x 181	10	AA -
090348	Quadratische Flasche 1000 ml	GL 45	94 x 222	10	AA -

Laborflaschen, mit Schraubverschluss und Hochtemperatur-Tropfschutzring

- Kappe und Tropfschutzring aus thermoplastischem Polyester
- Gedruckter Traceability-Code : Herunterladbares Chargenzertifikat
- Beständig gegen Heißluftsterilisation bis 180 °C
- PTFE-beschichtete Silikondichtung ist resistent gegen chemische Angriffe
- Die 25-ml-Flasche zeichnet sich durch einen Glasring aus, der direkt in den Flaschenhals geformt ist, und benötigt keinen Tropfschutzring



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø Körper (mm)	H. Flasche (mm)	GL-Gewinde	VE	CHF/ VE
232546	25	36	70	25	10	AA -
232547	50	46	88	32	10	AA -
232548	100	56	100	45	10	AA -
232549	250	70	138	45	10	AA -
232550	500	86	176	45	10	AA -
232551	1000	101	225	45	10	AA -
232552	2000	136	260	45	10	AA -

Pyrex®-Flaschen mit PBT-Verschlüssen

- Aus Pyrex®, graduiert (außer 25 ml Flasche)
- Geliefert mit einem Stopfen ohne Dichtung, aus Hochleistungsphenolharz
- Dichtheit durch eine PTFE / Ethylen-Propylen-Verbunddichtung gewährleistet
- Flaschen sterilisierbar bei 121 °C für 2 Stunden, PBT-Schraubkappen autoklavierbar und trocken dampfsterilisierbar bis 180 °C

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Außen-Ø. (mm)	ø Halsverschraubung SVL (mm)	Gesamthöhe (mm)	VE	CHF/ VE
090834	25	35	20	65	10	AA -
090835	50	43	25	80	10	AA -
090836	100	54	25	105	10	AA -
090837	250	66	30	135	10	AA -
090763	500	81	30	175	10	AA -
090764	1000	101	42	215	10	AA -
090838	2000	136	60	250	10	AA -
090839	5000	181	60	324	1	AA -
090840	10000	227	60	395	1	AA -
090842	20000	288	60	502	1	AA -

PBT-Verschlüsse für Fläschchen (mit Dichtung geliefert)

Art. Nr.	SVL-Verschraubung	Außen-Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
001485B	13	17 x 16	20	AA -
001486B	15	20 x 18	20	AA -
001487B	18	23 x 18	20	AA -
001488B	20	25 x 18	20	AA -
001489B	22	27 x 18	20	AA -
001490B	25	31 x 26	20	AA -
001491B	30	36 x 26	20	AA -
001492B	42	52 x 30	10	AA -

Ersatzdichtungen

Art. Nr.	VE	CHF/ VE
001494B	20	AA -
001495B	20	AA -
001496B	20	AA -
001497B	20	AA -
001498B	20	AA -
001499B	20	AA -
001500C	20	AA -
001501B	10	AA -





Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um unser Autoklavierverfahren zu finden

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com