DURAN® Glasflaschen Youtility GL45



Ergonomische Flasche mit feiner Form, platzsparend.

- **Aus neutralem Borosilikatglas 3.3 Typ 1 DURAN®**
- **Optimierter Verschluss mit einfachem Abschrauben, wird mit der Flasche geliefert**
- **Flaschen und Verschlüsse mit einem Code zur Rückverfolgbarkeit versehen**

Konformitätszertifikat erhältlich auf www.duran-group.com

- **Farbige Markierungsringe aus Silikon (als Zubehör erhältlich) zur einfachen Identifizierung der Flasche**
- **Autoklavierungsmarkierung auf den Etiketten modifiziert für mehr Sichtbarkeit**

Volumen (ml)	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	VE	Transparent	CHF/ VE	Bernstein	CHF/ VE
125	55	124	4	092148	AA -	092183	AA -
250	66	158	4	092149	AA -	092184	AA -
500	78	193	4	092150	AA -	092185	AA -
1000	93	253	4	092151	AA -	092186	AA -

Markierungsringe

Rot	Orange	Gelb	Grün	Blau	Violett	Schwarz	Weiß	CHF zu 20
096004	096005	096006	096007	096008	096009	096010	096011	AA -

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
096126	Selbstklebeetikett für Flasche und Verschluss	100	AA -
092153	DURAN Schraubverschluss® Youtility blau	10	AA -
096343	DURAN Schraubverschluss® Youtility weiß	10	AA -
092154	Schüttring für DURAN® Youtility	16	AA -
092155	Markierungsring für DURAN® Youtility *	16	AA -
096111B	Schraubverschluss mit PTFE-Membran 0,2 µm	4	AA -

* Zwei von jeder Farbe: Blau, Violett, Grün, Rot, Orange, Gelb, Schwarz, Weiß

Mit DURAN® PROTECT beschichtete Fläschchen



Flaschen aus Duran® Borosilikatglas mit einer Beschichtung, die die Festigkeit der Flasche erhöht und verhindert, dass bei einem Bruch Glasscherben entstehen.

				Ohne Kappe und Schüttring			Mit Kappe und Schüttring		
Vol. (ml)	Höhe ohne Kappe (mm)	Ø Hals (mm)	Ø Körper (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
10	50	25	36	090984	10	AA -	-	-	-
25	70	25	36	090845	10	AA -	-	-	-
50	87	32	46	090846	10	AA -	-	-	-
100	100	45	56	090388	10	AA -	083826	10	AA -
150	110	45	62	092042	10	AA -	083827	10	AA -
250	138	45	70	090389	10	AA -	092130	10	AA -
500	176	45	86	090390	10	AA -	092131	10	AA -
750	203	45	95	092043	10	AA -	083828	10	AA -
1000	225	45	101	090380	10	AA -	083829	10	AA -
2000	260	45	136	090381	10	AA -	083830	10	AA -
3500	295	45	160	092044	1	AA -	083831	1	AA -
5000	330	45	182	090391	1	AA -	083832	1	AA -

DURAN® GL45 Pressure Plus+ Flaschen



- **Flaschengeometrie garantiert Druckfestigkeit**
- **Sicherheit für Nutzer und Inhalte**
- **Borosilikatglas DURAN® 3.3**
- **Hals GL45**
- **Vakuumbeständigkeit bis -1 bar**
- **Druckfestigkeit bis +1,5 bar**
- **Entspricht DIN EN 1595:1997-05, ISO 4796-1:2016**
- **Blau gedruckte Graduierungen zur besseren Erkennung gegenüber der Standardflasche**
- **Autoklavierbar**
- **Erhältlich als transparente Standardversion oder mit Protect-Beschichtung sowie als bernsteinfarbene Version, die Proben vor UV-Licht schützt (USP ‹660› und EP 3.2.1)**
- **Retrace Code für eine bessere Rückverfolgbarkeit**
- **Anwendungen: Vakuumfiltration, Sammeln von Druckproben, Lagerung von flüchtigen Lösungsmitteln, Lagerung von gasbildenden Verbindungen**

Werden ohne Kappe geliefert.

				Natur		Hell		Bernstein	
Volumen (ml)	Hals-Ø (Gewinde)	Ø (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
100	100	56	10	090989	AA -	096951	AA -	090990	AA -
250	138	70	10	090950	AA -	083509	AA -	090952	AA -
500	176	86	10	090951	AA -	083510	AA -	090953	AA -
1000	225	101	10	090806	AA -	096129	AA -	090807	AA -

Verschluss

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
090310	Roter PBT-Stopfen GL45 mit PTFE-beschichteter Silikondichtung 180°C	10	AA -
999363	ETFE-Tropfschutzring für Verschluss GL45 rot	10	AA -