DURAN®-Flaschen PURE

- Entwickelt für die Pharmaindustrie
- Entspricht den Empfehlungen des internationalen Arzneibuchs
- Aus Borosilikatglas Typ I EP/USP
- Beschichtung zur Vermeidung von Verunreinigungen
- Analysezertifikat pro Los verfügbar
- Vollständige Rückverfolgbarkeit
- 100 % visuelle Kontrolle
- Drug Master File Typ III

Anwendungen

- Herstellung von Arzneimitteln
- Lagerung von Arzneimittelzwischenprodukten
- Transport von APIs

NEU



			Transparent		Bernstein			Transparent		Bernstein	
Volumen (ml)	Hals-Ø (Gewinde)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Hals-Ø (Gewinde)	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
25	GLS 25	10	096971	AA -	096979	AA -	-	-	-	-	-
100	GLS 45	10	096972	AA -	096980	AA -	-	-	-	-	-
250	GLS 45	10	096973	AA -	096981	AA -	-	-	-	-	-
500	GLS 45	10	096974	AA -	096982	AA -	GLS 80	096997	AA -	097003	AA -
1000	GLS 45	10	096942	AA -	096983	AA -	GLS 80	096998	AA -	097004	AA -
2000	GLS 45	10	096975	AA -	096984	AA -	GLS 80	096999	AA -	097005	AA -
5000	GLS 45	1	096976	AA -	096985	AA -	GLS 80	097000	AA -	097006	AA -
10000	GLS 45	1	096977	AA -	096986	AA -	GLS 80	097001	AA -	097007	AA -
20000	GLS 45	1	096978	AA -	096987	AA -	GLS 80	097002	AA -	097008	AA -

PREMIUM-Flaschen mit Ring und Kappe aus TPCH Duran®

- GL 45-Gewinde und Rückverfolgbarkeitscode
- Hochsicherheitsbehälter, die den USP/EP/FDA-Standards entsprechen
- Ausgestattet mit einem Ring und einer Kappe mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
- Für den Einsatz von -196 °C bis + 260 °C
- Genauigkeit der Graduierung ±5 %, zum Auffüllen und Quantifizieren von verschütteten Mengen
- Ideal für Sterilisationsmethoden wie Heißluft und Trockenluft sowie Depyrogenisierung
- Werden komplett mit durchscheinender Kappe geliefert

Art. Nr.	Kapazität (ml)	VE	CHF/ VE
091376	100	10	AA -
091377	250	10	AA -
091378	500	10	AA -
091379	1000	10	AA -



Tropfschutzring und Kappe

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
091205	Anti-Tropf-Ring	5	AA -
090387	Kappe mit Dichtung	5	AA -

Geben Sie die Art. Nr. auf milian.com ein, um das Verfahren für die Verarbeitung von Laborglas zu erreichen.

WEB

Duran® dickwandige Flaschen

- Aus Borosilikatglas 3.3 Typ 1
- Ideal für Rühr- und Mischprozesse mit großen und schweren Tauchröhrchen
- Verstärkte Wände
- Mit Rückverfolgbarkeitscode
- Enthalten keine gefährlichen Stoffe ESB/TSE
- Können depyrogenisiert, autoklaviert und sterilisiert werden
- Version mit Standardgewinde (GL45) oder mit weitem Hals (GLS80)
- Wird ohne Kappe und Ausgussring geliefert

Art. Nr.	Volumen (l)	DIN (GL) Gewinde	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	CHF
083480	10	45	228	410	AA -
083481	10	80	228	385	AA -
083477	20	45	289	505	AA -
083478	20	80	289	480	AA -



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com