Die Varianten - weiter Hals

GLS 80 Duran® Glasflaschen mit weitem Hals



Weithalsflaschen mit einem 80 mm breiten Gewinde für eine bessere Handhabung.

- **Beschriftung: Die weiße Fläche erleichtert die Identifizierung des Inhalts**
- **Ausgezeichnete Transparenz, graduiert, inert und chemisch beständig**
- **Autoklavierbar bis zu 140 °C**
- **Komplett mit PP-Kappen (mit Lippendichtung für bessere Abdichtung) und Ring geliefert**
- **Als Zubehör gibt es PSU-Kappen mit einer Silikondichtung, die auf beiden Seiten mit PTFE beschichtet ist**
- **Zertifikat und Chargenverfolgung: Mithilfe des speziellen achtstelligen Codes auf der Flasche besteht die Möglichkeit, ein Zertifikat direkt über das Internet zu beziehen**
- **Protect Glas: GLS 80 Protect A für den Umgang mit besonders wertvollen oder gefährlichen Flüssigkeiten, Mantel aus Kunststoff (PU)**

	Klares Glas			Bernsteinfarbenes Glas			Protect-Glas mit synthetischer Ummantelung		
Vol. (L)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
0,25	092135	10	AA -	092137	10	AA -	092138	10	AA -
0,25	-	-	-	-	-	-	096950*	10	AA -
0,5	091701	10	AA -	091825	10	AA -	091864	10	AA -
1	091702	10	AA -	091826	10	AA -	091865	10	AA -
2	091703	10	AA -	091827	10	AA -	091866	10	AA -
3,5	092073	1	AA -	-	-	-	-	-	
5	091704	1	AA -	091828	1	AA -	091867	1	AA -
10	091705	1	AA -	091829	1	AA -	-	-	-
20	091706	1	AA -	091830	1	AA -	-	-	-
30	091868	1	AA -	-	-	-	-	-	-
50	091869	1	AA -	-	-	-	-	-	-

* Wird ohne Verschluss geliefert

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
091708B	Stopfen GLS 80	10	AA -
096116	PP-Kappe GLS 80 mit PTFE-Membran 0,2 µm	2	AA -
091832	Schüttring GLS80 aus PP blau	10	AA -
091919	Kappe aus PSU1 GLS 80 mit Dichtung	1	AA -
091920	Antitropfring aus PTFE weiß	5	AA -

Pyrex® Weithalsflaschen



- **Mit oder ohne Verschluss, mit Tropfschutzring**
- **Aus Pyrex-Borosilikatglas, autoklavierbar**
- **GLS 80-Gewinde mit 65 mm Innenhals**
- **Rückverfolgbarkeitscode auf Flasche gedruckt, Zertifikat herunterladbar**
- **Weiß emaillierte Graduierung und Markierungsfläche**
- **Maximale Anwendungstemperatur der Kappe und des Tropfschutzrings: bis 140 °C**

				Mit Stopfen		Ohne Kappe	
Volumen (ml)	Höhe (mm)	Ø (mm)	VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE
250	105	95	10	001995	AA -	002003	AA -
500	152	101	10	001996	AA -	002004	AA -
1000	222	101	10	001997	AA -	002005	AA -
2000	252	136	10	001998	AA -	002006	AA -
3500	271	160	1	001999	AA -	002007	AA -
5000	314	182	1	002000	AA -	002008	AA -
10000	389	227	1	002001	AA -	002009	AA -
20000	484	288	1	002002	AA -	002010	AA -