Flaschen für spezielle Anwendungen

Ballonflaschen aus Borosilikatglas mit Hahn

Messkolben aus Borosilikatglas mit Schlauch an ihrer Gewindebasis GL32. Hals mit Schraubkappe DIN GL45. Werden komplett mit Schraubanschlusskappe, Silikondichtung, Auslaufhahn und PTFE-Nadel geliefert.



Art. Nr.	Volumen (l)	CHF
046420	1	AA -
046421	2	AA -
046422	5	AA -
046423	10	AA -

Ersatzhähne

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
046424	Ersatzhahn für 1- und 2-Liter-Flasche	AA -
046425	Ersatzhahn für 5- und 10-Liter-Flasche	AA -

Tilt Duran® Kulturflaschen

- **Aus 3,3-Borosilikatglas**
- **Verschluss GL56 aus weißem Polypropylen, Ø 56 mm, autoklavierbar**
- **2 Positionen: gerade (Filtern und Aufbewahren) und um 45° geneigt (Pipettieren)**
- **Graduierungen, die auf beiden Seiten und in beiden Positionen sichtbar sind**
- **Weiße Silikon-Lichtschutzschale, DURAN® Tilt Light shield**
- **Identifikationsringe : GL56, 4 Farben, autoklavierbar**
- **Filtereinheit für Tilt-Flasche mit Adapter GL45 (außen)/GL56 (innen), 507 mbar empfohlen, 677 mbar max.**

Cyto-toxin



Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe (mm)	Volumen (ml)	VE	CHF/ VE
096014	Tilt Flasche mit weißem Verschluss GL56 (nicht steril)	151	500	4	AA -

WEB

Fotos des Zubehörs finden Sie auf www.milian.com

Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Material	Farben	VE	CHF/ VE
096015	Schutzhülle, inklusive 4 Identifikationsringe	Silikon	Orange, Gelb, Blau,Rosa	4	AA -
096016	Identifikationsring GL56	Silikon	Orange	20	AA -
096017	Identifikationsring GL56	Silikon	Gelb	20	AA -
096018	Identifikationsring GL56	Silikon	Blau	20	AA -
096019	Identifikationsring GL56	Silikon	Rosa	20	AA -
096020	GL45-Adapter für 45-mm-Filtereinheit (autoklavierbar)	PTFE	Weiß	1	AA -
096021	Selbstklebendes Etikett für Verschluss GL56, Ø 40 mm	Polyester	Weiß	60	AA -
096022	Stopfen GL56	Polypropylen	Weiß	10	AA -

Filtereinheiten für Tilt-Flaschen

- **Kapazität: 500 ml**
- **Für Flaschenhals GL45**
- **Gamma sterilisiert**
- **90 mm PES-Membran**
- **Verschiedene Porengrößen erhältlich**

Art. Nr.	Porengröße (µm)	VE	CHF/ VE
096023	0,1	12	AA -
096024	0,2	12	AA -
096025	0,45	12	AA -

Flasche GL 56 Doppelposition Pyrex®

- **Aus Borosilikatglas**
- **Kann zur leichteren Bedienung senkrecht aufgestellt oder um 45° geneigt werden**
- **Beidseitig bedruckte Graduierungen, bis zu 500 ml in vertikaler Position und bis zu 400 ml in geneigter Position**
- **Code für die Rückverfolgbarkeit**
- **Chemisch oder durch trockene Hitze sterilisierbar**



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Höhe der Flasche (mm)	Gewindegröße (mm)	VE	CHF/ VE
785332	500	151	GL 56	4	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com