SLS Select Borosilikatglasflaschen



- Hergestellt aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3 nach ISO 3585
- ISO 4796-1
- Mit blauer Polypropylen-Kappe und tropffreiem Ausgießring
- Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit
- Mit weißer Graduierung und Markierungsfeld

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
257063	100	56 x 100	10	AA -
257064	250	70 x 138	10	AA -
257065	500	86 x 176	10	AA -
257066	1000	101 x 225	10	AA -
257067	2000	136 x 260	10	AA -

Geben Sie die Art. Nr. auf MILIAN.COM ein, um das Verfahren für die Verarbeitung von Laborglas zu erreichen.



Wheaton® Graduierte Medienflaschen



- Aus Borosilikatglas nach USP Typ I
- Mit niedrigem Alkaligehalt, um pH-Wert-Veränderungen zu vermeiden und die Reinheit des Inhalts zu erhalten
- Breite Öffnung, Anti-Tropf-Ring
- Sanfte Kante zum leichteren Ausgießen von Flüssigkeiten
- Graduierungen, großer Markierungsbereich

Schwarze Phenolharzstopfen weiße Dichtung

Art. Nr.	Verschluss	VE	CHF/ VE
048821	33 - 430	200	AA -
048822	38 - 430	200	AA -

Art. Nr.	Volumen (ml)	ø (mm)	Höhe Mit Verschluss	Höhe Ohne Verschluss	Verschluss	VE	CHF/ VE
Flaschen mit Phenolstopfen autoklavierbare Gummidichtung							
048756	125	55	123	119	33-430	48	AA -
048757	250	67	152	148	33-430	48	AA -
048758	500	88	192	188	33-430	24	AA -
048759	1000	103	235	231	38-430	24	AA -
Flaschen mit schwarzem Stopfen mit PTFE-beschichteter Gummidichtung, autoklavierbar							
048760	125	55	123	119	33-430	48	AA -
048761	250	67	152	148	33-430	48	AA -
048762	500	88	192	188	33-430	24	AA -
048763	1000	103	235	231	38-430	24	AA -

Rasotherm® ISO-Flaschen aus Borosilikatglas



Aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3, sehr widerstandsfähig.

- ISO 4796
- Mit farblosem Ring und blauer Kappe GL 45 aus Polypropylen
- Graduiert

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø Körper (mm)	Höhe mit Verschluss- (mm)	VE	CHF/ VE
046412B	100	56	100	10	AA -
511408	250	70	138	10	AA -
046414B	500	86	176	10	AA -
046415B	1000	101	225	10	AA -
046416B	2000	136	260	10	AA -
046417B	5000	181	330	1	AA -
046418B	10000	227	410	1	AA -

ISO-Flaschen mit farbiger Graduierung und farbigem Verschluss



- Aus Borosilikatglas 3,3 ISO 4796 / Hals ISO GL45
- Mit Kappe in derselben Farbe wie die Graduierung
- Polypropylen-Verschluss mit Ausgießring

Volumen (ml)	Rote Farbe	Gelbe Farbe	Grüne Farbe	Blaue Farbe	CHF Zu 10
100	046455	046460	046465	046470	AA -
250	046456	046461	046466	046471	AA -
500	046457	046462	046467	046472	AA -
1000	046458	046463	046468	046473	AA -
2000	046459	046464	046469	046474	AA -