Wheaton®Krüge mit geradem Rand

- Mit weißer Polypropylenkappe, PTFE-beschichtete Polyethylen-Schaumdichtung
- Für die Probenahme von Trockenprodukten, Pulvern
- Aus Natronkalkglas, entspricht USP Typ III



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048715	60	55 x 48	53-400	24	118,80 -
048716	125	60 x 68	58-400	24	119,90 -
048717	250	73 x 88	70-400	12	81,70 -
048718	500	91 x 95	89-400	12	124,90 -
048719	1000	95 x 170	89-400	12	135,55 -

Wheaton®Vierkantflaschen

Platzsparende Flaschen. Aus Natronkalkglas, entspricht USP Typ III. Mit weißer Polypropylen-Kappe und PTFE-beschichteter Polyethylen-Schaumstoffdichtung.



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048720	15	26 x 62	20-400	48	107,30 -
048721	30	31 x 72	24-400	48	115,20 -
048722	60	39 x 87	28-400	48	129,60 -
048723	125	45 x 111	33-400	24	80,30 -
048724	250	56 x 137	43-400	24	111,95 -
048725	500	68 x 167	48-400	24	140,05 -

Graduierte Wheaton® Vorratsflaschen mit Verschluss



- Aus Natronkalkglas, entspricht USP Typ III
- Für Trockenprodukte und Pulver, doppelte Graduierung in Oz und ml

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
Mit weißem Polypropylen-Verschluss und PTFE-beschichteter Polyethylen-Schaumdichtung					
048695	30	34 x 68	33-400	48	151,90 -
048696	60	42 x 83	38-400	48	169,90 -
048697	125	51 x 102	48-400	24	113,05 -
048698	250	62 x 127	58-400	24	146,90 -
048699	500	76 x 145	70-400	24	196,55 -
Mit schwarzem Phenolharzdeckel und autoklavierbarer Gummidichtung					
048700	30	34 x 68	33-400	48	133,90 -
048701	60	42 x 83	38-400	48	150,50 -
048702	125	51 x 102	48-400	24	91,45 -
048703	250	62 x 127	58-400	24	113,05 -
Ohne Verschluss					
048704	30	34 x 68	33-400	432	516,15 -
048705	60	42 x 83	38-400	288	401,85 -
048706	125	51 x 102	48-400	144	218 -
048707	250	62 x 127	58-400	96	191,50 -
048708	500	76 x 145	70-400	48	128,90 -

Pulverflaschen aus Braunglas

- Aus bernsteinfarbenem Natronkalkglas
- Wird ohne Verschluss geliefert

Volumen (ml)	ø x H (mm) ohne Verschluss	Verschluss	Bernsteinfarbenes Glas	VE	CHF/ VE	Klarglas clair	VE	CHF/ VE
30	38,10 x 57,90	33-400	674481	127	191,40 -	674470	80	63,70 -
60	44 x 75,40	38-400	674443	72	403 -	674479B	113	186,15 -
100	48,40 x 88,10	38-400	674414	72	122,60 -	674508	72	124,15 -
125	52,80 x 94,50	38-400	674415	68	117,15 -	674450	80	152,10 -
250	62,70 x 118,20	48-400	674417B	42	AA -	674509	42	132,45 -
500	81,10 x 148,70	58-400	674419B	28	123 -	674510	22	124,65 -



(Wird ohne Verschluss geliefert)

Einzelne Stopfen aus Polypropylen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF zu 100
674482	Schwarzer Verschluss 33-400	45 -
674483	Schwarzer Verschluss 38-400	51,25 -
674416	Weißer Verschluss 38-400	57,30 -
674418	Schwarzer Verschluss 48-400	71,15 -
674420	Schwarzer Verschluss 58-400	115,10 -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com