Die Basics

Farbige Verschlüsse und Farbring

DWK LIFE SCIENCES

Verschluss

- Aus autoklavierbarem Polypropylen in blauer Farbe
- Aus rotem Melaminharz, sterilisierbar in trockener Hitze bei 180 °C (Poupinel)

Ersatzdichtungen für rote Kappen aus PBT

- PTFE-beschichtete Dichtungen aus Silikongummi, geeignet für PBT-Kappen, die bis ca. 180 °C beständig sind

		Verschluss			Ersatzdichtungen für rote Kappen aus PBT		Tropfsichere Ausgießringe		
ø Flaschenhals (mm)	Verpackt zu	Farben	Art. Nr.	CHF/ VE	Art. Nr.	CHF/ VE	Farben	Art. Nr.	CHF/ VE
25	10	Blau	090320	AA -	-	-	Blau	-	-
25	10	Rot	090325	AA -	090954	AA -	Rot	-	-
32	10	Blau	090321	AA -	-	-	Blau	090323	AA -
32	10	Rot	090326	AA -	090955	AA -	Rot	090327	AA -
45	10	Blau	090311*	AA -	-	-	Blau	090362	AA -
45	10	Rot	090310	AA -	090956	AA -	-	-	-
45	10	Gelb	083469	AA -	-	-	Gelb	090801	AA -
45	10	Grün	090804	AA -	-	-	Grün	090803	AA -
45	10	Grau	090805	AA -	-	-	Grau	090802	AA -

* Eco-Version

Farbige Verschlüsse GL45 und Farbring

Farbige Verschlüsse

45 mm Stopfen (col GL 45) für ISO-Flaschen aus farbigem Polypropylen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	CHF pro 10
046101	Verschluss 45 mm	Gelb	AA -
046102	Verschluss 45 mm	Grün	AA -
046103	Verschluss 45 mm	Rot	AA -
046104	Verschluss 45 mm	Blau	AA -

Farbige Ringe

Tropfsichere Ringe aus farbigem Polypropylen für ISO-Flaschen mit 45-mm-Hals.

Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	CHF pro 10
046108	Ring 45 mm	Gelb	AA -
046109	Ring 45 mm	Grün	AA -
046110	Ring 45 mm	Rot	AA -
046756	Ring 45 mm	Blau	AA -



Roter Melaminverschluss

Art. Nr.	Bezeichnung	Farben	CHF pro 10
090310R	Stopfen 45 mm (200 °C beständig)	Rot	AA -

Verschlüsse mit Wheaton®-Dichtung

	Phenolstopfen mit Gummidichtung für Flaschen			Weiße Polypropylen-Flaschenverschlüsse mit Polyvinyldichtung			Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit PE-Schaumdichtung		
Verschluss	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
15 - 415	-	-	-	-	-	-	048854	200	AA -
18 - 400	-	-	-	-	-	-	048855	200	AA -
18 - 415	-	-	-	-	-	-	048856	200	AA -
20 - 400	048746	72	AA -	-	-	-	048857	200	AA -
20 - 410	-	-	-	-	-	-	048858	200	AA -
22 - 400	048747	72	AA -	048732	72	AA -	048859	200	AA -
24 - 400	048748	72	AA -	048733	72	AA -	048860	200	AA -
24 - 410	-	-	-	-	-	-	048861	200	AA -
28 - 400	048749	72	AA -	048734	72	AA -	048862	200	AA -
28 - 410	-	-	-	-	-	-	048863	200	AA -
33 - 400	048750	72	AA -	-	-		048864	200	AA -
33 - 430	-	-	-	-	-	-	048865	200	AA -
38 - 400	048751	72	AA -	048736	72	AA -	-	-	-
43 - 400	048752	72	AA -	048737	72	AA -	-	-	-
45 - 400	-	-	-	048984	72	AA -	-	-	-
48 - 400	048754	72	AA -	048739	72	AA -	-	-	-
53 - 400	-	-	-	048740	72	AA -	-	-	-
58 - 400	048755	72	AA -	048741	72	AA -	-	-	-
63 - 400	-	-	-	048988	48	AA -	-	-	-
70 - 400	-	-	-	048743	24	AA -	-	-	-
89 - 400	-	-	-	048745	24	AA -	-	-	-







Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com