Kappen mit Pyrex®-Schläuchen

- **Für den sicheren Transfer von Flüssigkeiten innerhalb eines geschlossenen, sterilen Systems**
- **Mit Kappe und Tropfschutzring**
- **Schraubverschluss aus Polypropylen mit 2 oder 3 Anschlüssen**
- **Gewinde GL45**
- **Komponenten austauschbar mit 2-Port- und 3-Port-Schraubverschlüssen**
- **Autoklavierbar bei 140°C**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
002022	Schraubverschluss GL45 mit 2 Verbindungsports GL14	2	AA -
002023	Schraubverschluss GL45 mit 3 Verbindungsports GL14	2	AA -
002025	Schraubverschluss GL14 mit Ausgang für Schläuche (Konnektor)	1	AA -
002026	Schraubverschluss GL14 mit PTFE-beschichteter Dichtung (Obturator)	1	AA -
002029	Einsatz für Schraubverschluss GL14 mit Auslass 1,6 mm	1	AA -
002030	Einsatz für Schraubverschluss GL14 mit Auslass 3,0 mm	1	AA -
002031	Einsatz für Schraubverschluss GL14 mit Auslass 3,2 mm	1	AA -
002032	Einsatz für Schraubverschluss GL14 mit Auslass 6,0 mm	1	AA -
002033	Druckausgleichsset für GL14 (inkl. 2 µm Membranfilter)	1	AA -
002034	Ersatz-Membranfilter 0,2 µm	2	AA -

DURAN® GLS80 Stopfen mit Schläuchen

- **Polypropylenkappen mit 4 Anschlüssen für Weithalsflaschen GLS80 modulierbar**
- **Mit Schläuchen**
- **Sichere und sterile Übertragung von Flüssigkeiten**



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
091833B	Schraubverschluss GLS 80 4-Port GL18 aus PP	2	AA -
091834	Scheibe für Kappe GL 18 3,2 mm	1	AA -
091835	Scheibe für Kappe GL 18 6 mm	1	AA -
091836	Scheibe für Kappe GL 18 8 mm	1	AA -
091837	Scheibe für Kappe GL 18 10 mm	1	AA -
091838	Scheibe für Kappe GL 18 12 mm	1	AA -
091839	Blaue Kappe für GL 18-Schläuche	2	AA -
091998	Rote Schraubkappe GL18 mit PTFE-beschichteten Dichtungen	2	AA -
091840	Druckausgleichsset für Kappe 4 Port GL18	1	AA -

GL-Schraubverschlüsse mit 2 Oliven

Das System der Olivenkupplungen wurde speziell für die Verbindung von weichen, flexiblen Rohren entwickelt.

- **Grauer Kern aus beweglichem Polypropylen**
- **Für die Übertragung von Flüssigkeiten innerhalb eines geschlossenen Systems**
- **Ideal für die Anwendung von flexiblen Schläuchen ID 6-9 mm (Viton, Tygon, Silikon)**
- **2 Verbindungsoliven aus Polypropylen, abgewinkelte Oliven an der Oberseite, gerade Oliven an der Unterseite**
- **Abgewinkelte Verbindungsoliven verhindern, dass sich die Rohre verbiegen**
- **Steriler Druckausgleichsfilter als Option erhältlich**
- **Beständig bis zu + 140 °C**
- **Autoklavierbar**



PP GL45 Kappen für Temperaturfühler finen Sie auf milian.com



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
096000	Schraubverschluss GL 45 mit 2 Oliven mit EPDM-Dichtung	2	AA -
092046	Druckausgleichsfilter	2	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com