ISO-Verschlüsse mit zentraler Öffnung

- **Aus PBTP mit zentraler Öffnung**
- **Zum Durchführen einer Elektrode oder zur Entnahme durch ein Septum**
- **Entwickelt für Glasflaschen des ISO-Typs**



Einzelner Verschluss

Art. Nr.	GL	Durchmesser Loch (mm)	VE	CHF/ VE
046656	18	11	10	**AA -**
046431	25	15	10	**AA -**
046432	32	20	10	**AA -**
046685	45*	34	10	**AA -**

* gezackte Version

ISO-Septum einzeln

Septum aus Silikonkautschuk oder PTFE-beschichtetem Silikon bei ISO-Verschlüssen mit Öffnung.

			Silikon			PTFE-beschichtetes Silikon		
GL	Außen-Ø (mm)	Dicke (mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
18	16	2	**046657**	10	**AA -**	-	-	-
25	22	2	**046434**	10	**AA -**	**046437**	10	**AA -**
32	29	2	**046435**	10	**AA -**	**046438**	10	**AA -**
45	42	3	**046436**	10	**AA -**	-	-	-

Mehrwegverschlüsse Smart Waste Caps

Sicherheitsverschlüsse für Flaschen vom Typ Nalgene.

- **2 Halsgrößen : B53 und B83**
- **Stopfen aus PP, Körper aus PTFE und Dichtung aus Viton**
- **Mit Muttern und Ferrulen 1/8''**
- **Ausgestattet mit einem Leak-Ausgang und einem Gewinde für Aktivkohlepatronen**



Hals	1 Eingang	2 Eingänge	3 Eingänge	2 Leaks	CHF
B53	**107013**	**107014**	**107015**	**107016**	**AA -**
B83	**107021**	**107022**	**107023**	**107024**	**AA -**

Filter mit Aktivkohle Smart Waste Caps

- **Schließt Dämpfe zu über 95% effektiv ein**
- **Geeignet für die Steckplätze für Aktivkohlepatronen**



Art. Nr.	Bezeichnung	Dauer der Nutzung	CHF
107025	Aktivkohlefilter 25 Gramm	3 Monate	**AA -**
107026	Aktivkohlefilter 50 Gramm	6 Monate	**AA -**
107027	50-Gramm-Aktivkohlefilter mit Spritzschutzkappe	6 Monate	**AA -**
107028	Aktivkohlefilter 100 Gramm	12 Monate	**AA -**

Smart Caps Gewindeadapter finden Sie auf milian.com





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com