Aus Borosilikatglas

Wheaton® Glasflaschen und Tropfereinheit



- Fläschchen und Tropfereinheit aus autoklavierbarem Röhrenglas Typ 1B (Borosilikat)
- Aus durchsichtigem oder bernsteinfarbenem Glas
- Kontrolliertes und konstantes Tropfenvolumen
- Für die diagnostische Analyse und die Pharmazie
- Tropfverschluss aus Gummi in pharmazeutischer Qualität
- Verschluss und Birnen in anderen Farben auf Anfrage erhältlich (bitte anfragen)

Durchsichtige Glasflaschen ohne Verschluss

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
442701	3	16 x 36	14,5	1870	AA -
442702	4,5	16 x 47	14,5	1870	AA -
442703	7	20 x 43	18	980	AA -
442704	10	20 x 58	18	980	AA -

Tropfverschluss

Art. Nr.	Für Flaschen Volumen (ml)	Tropfenvolumen (µl)	Farben	VE	CHF/ VE
442705	3	40	Weiß	1870	AA -
442706	4,5	40	Weiß	1870	AA -
442707	7	50	Schwarz	980	AA -
442708	10	50	Schwarz	980	AA -

Aus Natronkalkglas

Flaschen mit Schraubverschluss DIN 28 und Stopfen DIN 28



Schraubverschlussflaschen mit Hals DIN 28

- Fläschchen aus Natronkalkglas Typ III
- Flasche wird ohne Verschluss geliefert
- Erhältlich in klarem oder bernsteinfarbenem Glas
- Entspricht den Spezifikationen des Europäischen und des US-amerikanischen Arzneibuchs
- Fläschchen und Verschlüsse mit Chargen-Nr. und Analysezertifikat

			Durchsichtiges Glas			Bernsteinfarbenes Glas		
Volumen (ml)	H. (mm)	Innen-Ø max.(mm)	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
30	67	35	942985	108	AA -	942740B	110	AA -
60	94	38,6	942741	127	AA -	-	-	-
250	142,9	61,7	810414B	49	AA -	-	-	-
500	176,8	76,8	810415B	30	AA -	810419	35	AA -
1000	215,6	97,5	810416	20	AA -	-	-	-

Tropfverschluss mit Kunststoffröhrchen DIN 28



- Aus Polyethylen mit Dichtung, Sauger und Kunststoffröhrchen
- Röhrchen zum Zuschneiden, um es an die Länge der Flasche anzupassen

Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
942728	Tropfverschluss mit Kunststoffröhrchen	AA -

Schraubverschluss DIN 28 aus weißem Polyethylen mit Originalitätsring



Art. Nr.	Bezeichnung	CHF
942737	Schraubverschluss mit Originalitätsring	AA -

Tropfverschluss mit Glasröhrchen DIN 28



- Aus Polyethylen mit Dichtung, Latexsauger und Glasröhrchen

Art. Nr.	L. Röhrchen (mm)	Für Flasche Vol. (ml)	CHF
942729	65	30	AA -
942730	90	60	AA -
942731	110	125	AA -

Schraubverschluss mit Sicherheitsring aus Polyethylen DIN 28



Farbe des Rings	Weiß				Rot
Farbe des Verschlusses	Blau	Rot	Grün	Gelb	Weiß
Art. Nr.	942732B	942733B	942734B	942735B	942736B
CHF zu 100	AA -	AA -	AA -	AA -	AA -