Aus Borosilikatglas

Szintillationsflaschen 6 ml aus Glas



- Separat verpackte Verschlüsse
- Fläschchen zu 6 ml
- Standards ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I
- Aus Glas mit niedrigem Kaliumgehalt
- Maße inkl. montierte Kappe : 17 x 58 mm

Art. Nr.	Verschluss Zusammensetzung	Dichtung	Verschluss	VE	CHF/ VE
048454	Urea	Metal	15-425	1000	AA -

Szintillationsflaschen 20 ml



- Fläschchen zu 20 ml
- Aus Borosilikatglas mit niedrigem Kaliumgehalt
- Standards ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I
- Maße montierte Kappe : 28 x 61 mm
- Angehängte Schraubkappen
- Lieferung erfolgt montiert auf unterteilten Tabletts zu 100 Stück

Art. Nr.	Verschluss Zusammensetzung	Dichtung	Verschluss	VE	CHF/ VE
052815	Polypropylen	Polyethylen	22-400	500	AA -
048444	Polypropylen	Metall	22-400	500	AA -
048445	Urea	Metall	22-400	500	AA -
048446	Urea	Polyseal-Kegel	22-400	500	AA -
048885	Urea	Polyethylen	22-400	500	AA -
442715	Polypropylen	Polyethylen	24-400	500	AA -
048809	Polypropylen	Metall	24-400	500	AA -

Szintillationskolben 20 ml aus Glas



Szintillationskolben aus Borosilikatglas KG-33. Das Glas ist kaliumfrei, weist ein minimaler Nulleffekt auf.
Die Fläschchen werden auf Tabletts mit 100 Einheiten präsentiert, die mit alphanumerischen Markierungen versehen sind.

- Ø x H: 28 x 61 mm mit Kappe
- Ø Hals : 22 mm
- Volumen: 20 ml

Art. Nr.	Typ Verschluss	Dichtung	Verschluss	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
045293	Urea	Kork - Aluminium	Montiert	100	500	AA -
045294	Polypropylen	PEL expandiert	Montiert	100	500	AA -
045295	Urea	Kegel Polyseal	Montiert	100	500	AA -
045296	Urea	Kork - Aluminium	Nicht montiert	100	500	AA -
045298	Urea	Kegel Polyseal	Nicht montiert	100	500	AA -