Aus Borosilikatglas - Gerader Rand

Glasflaschen mit SNAP-Hals



- Aus Borosilikatglas
- Autoklavierbar
- Geeignet für den SNAP-Steckverschluss

Art. Nr.	Volumen (ml)	Maße Ø x H (mm)	Hals-Ø (mm)	VE	CHF/ VE
440235	7	23 x 35	22	190	AA -
440230	10	23 x 47	22	190	AA -
440231	15	25 x 48	22	162	AA -
440232	20	25 x 66	22	162	AA -
440234	30	27 x 73	22	140	AA -

Verschluss

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
440233	Snap PE Stopfen, ø 22 mm	190	AA -
050945	Snap-Stopfen LDPE, ø 22 mm	162	AA -



Szintillationskolben aus Kunststoff: siehe Seite 906 und 907

Röhrenförmige und geformte Probenflaschen



- Aus Borosilikatglas
- Autoklavierbar
- Hals zum kapseln

Art. Nr.	Typ	Volumen (ml)	Maße ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
440255	Röhrenförmig	2	15 x 33	13	466	AA -
440257	Röhrenförmig	5	23 x 39	20	208	AA -
440251	Röhrenförmig	10	24 x 46	20	160	AA -
440258	Röhrenförmig	20	29 x 56	20	95	AA -
440250B	Gegossen	100	52 x 94	20	49	AA -

SNAP-Stopfen aus Butylkautschuk

Art. Nr.	Typ	ø (mm)	VE	CHF/ VE
440252	Butyl-Stopfen	13	1000	AA -
440254	Butyl-Stopfen	22	1000	AA -
442637	Lyophilisierungsstopfen	13	1000	AA -
442639	Injektionsstopfen aus Silikon	20	1000	AA -



30 ml Universalflaschen aus Glas Finden Sie auf milian.com

Serumfläschchen



Serumflaschen (oder Penicillinflaschen) aus durchsichtigem Borosilikatglas G-33. Sie lassen sich mit Gummistopfen oder Aluminiumkapseln verschließen.
Sie sind autoklavierbar, einfrierbar und eignen sich aufgrund ihrer hohen Neutralität ideal für die Handhabung und Lagerung von Reagenzien, Kulturmedien, Blutplasma, Impfstoffen, Chromatographieproben etc.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
045254	2	15 x 40	13	288	AA -
045255	3,5	18 x 45	13	144	AA -
045256	5	23 x 47	20	288	AA -
045257	10	25 x 54	20	288	AA -
045258	20	30 x 57	20	144	AA -

Probenflaschen aus Glas mit konischem Boden



- Für eine Gesamtprobenrückgewinnung
- Aus Borosilikatglas mit niedrigem Extraktgehalt nach ASTM Type I Class A und USP Type I Standards

Einzelne Fläschchen

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Mund* (mm)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
048505	0,3	7 x 13	13 x 32	12	AA -
048506	1	7 x 13	13 x 41	12	AA -
048507	2	13 x 20	20 x 40	12	AA -
048508	3	13 x 20	20 x 46	12	AA -
048509	5	13 x 20	20 x 61	12	AA -

* Für Mündungen mit Innen-ø x Außen-ø