Aus Borosilikatglas - Gerader Rand

Serum-Flaschen

- Aus klarem oder bernsteinfarbenem Glas
- Borosilikatglas (USP Typ I Standards)
- Volumina von 2 bis 125 ml





Klares Glas

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Mund* (mm)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
052821	2	7 x 13	17,5 x 35	288	AA -
048670	5	13 x 20	23 x 47	288	AA -
048671	10	13 x 20	25 x 54	288	AA -
048672	20	13 x 20	32 x 58	288	AA -
048673	30	13 x 20	37 x 63	288	AA -
048674	50	13 x 20	43 x 73	288	AA -
048675	60	13 x 20	41 x 91	144	AA -
048676	100	13 x 20	52 x 95	144	AA -
048677	125	13 x 20	54 x 107	144	AA -

* Für Mündungen mit Innen-ø x Außen-ø

Bernsteinfarbenes Glas

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Mund* (mm)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
048678	5	13 x 20	23 x 47	288	AA -
048463	10	13 x 20	25 x 54	288	AA -
048464	20	13 x 20	32 x 58	288	AA -
048465	30	13 x 20	37 x 63	288	AA -
048466	50	13 x 20	43 x 73	288	AA -
048467	100	13 x 20	52 x 95	144	AA -

* Für Mündungen mit Innen-ø x Außen-ø

Serumflaschen für Anwendungen in der Gefriertrocknung

- Für Anwendungen in der Gefriertrocknung, verstärkter Boden
- Innenrand mit einer Rille, die einen guten Verschluss mit Snap-on-Verschlüssen gewährleistet
- Werden in Schrumpfverpackungen geliefert, um die Staubkontamination zu reduzieren
- Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen (ASTM-Standards Typ I Klasse A und USP Typ I)





Klares Glas

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Mund* (mm)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
048668	2	7 x 13	15 x 32	144	AA -
048468	3	7 x 13	17 x 38	144	AA -
048469	5	13 x 20	22 x 40	144	AA -
048470	10	13 x 20	24 x 50	144	AA -
048471	20	13 x 20	30,5 x 58	120	AA -

* Für Mündungen mit Innen-ø x Außen-ø

Bernsteinfarbenes Glas

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Mund* (mm)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
048472	2	7 x 13	15 x 32	144	AA -
048473	5	13 x 20	22 x 40	144	AA -
048474	10	13 x 20	24 x 50	144	AA -

* Für Mündungen mit Innen-ø x Außen-ø

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com