Aus Borosilikatglas - Schraubkante

Probenflaschen aus Borosilikatglas





- Aus Borosilikatglas, autoklavierbar
- Empfohlen für die Gefriertrocknung
- Hals mit Gewinde

Art. Nr.	Typ	Vol. (ml)	Maße ø x H (mm)	Ø Hals (mm)	VE	CHF/ VE
440249	Transparent	3	18 x 36	15,5	320	AA -
442623	Transparent	5	18 x 41	15,5	320	AA -
442624	Transparent	10	25 x 50	22	154	AA -
442625	Transparent	20	28 x 63	22	130	AA -
442626	Transparent	25	32 x 63	22	99	AA -
442627	Bernstein	3	18 x 36	15,5	320	AA -
442628	Bernstein	5	18 x 41	15,5	320	AA -
442629	Bernstein	10	25 x 50	22	154	AA -
440247	Bernstein	20	28 x 63	22	130	AA -
442630	Bernstein	25	32 x 63	22	99	AA -

Verschluss

Art. Nr.	Typ	ø (mm)	VE	CHF/ VE
440253	Gefriertrocknungsstopfen Butyl	14	1000	AA -
442633	Gefriertrocknungsstopfen Butyl	20	1000	AA -
440246	Weiße Kappe PP	15,5	1000	AA -
440248	Weiße Kappe PP	22	1000	AA -
442631	Weißer Stopfen Harnstoff EPE	15,5	1000	AA -
442632	Weißer Stopfen Harnstoff EPE	22	1000	AA -

Probenfläschchen mit Schraubverschluss KIMBLE



Kolben aus Borosilikatglas KG-33, die eine perfekte Stabilität der Proben gewährleisten. Flacher Boden und Dichtungskappen autoklavierbar und einfrierbar.

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Typ Verschluss	VE	CHF/ VE
045217B	2	12 x 35	8 - 425	288	AA -
045218	4	15 x 45	13 - 425	144	AA -
045219	8	17 x 60	15 - 425	144	AA -
045220	12	19 x 65	15 - 425	144	AA -
045221	16	21 x 70	18 - 400	144	AA -
045222	24	23 x 85	20 - 400	144	AA -

Probenfläschchen ohne Kappe KIMBLE

Kolben mit Schraubhals, aus Borosilikatglas KG-33 oder Bernstein 203, die eine perfekte Stabilität der Proben gewährleisten. Flacher Boden Sie können durch eine große Auswahl an Schraubkappen ergänzt werden.



Niedrige Kolben aus Klarglas KG-33

Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Typ Schraubhals	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
2	15 x 28	13 - 425	045235	200	AA -
6	19 x 40	15 - 425	045237	200	AA -

Hohe Fläschchen

Volumen (ml)	Ø x H (mm)	Typ Schraubhals	Durchsichtige Glasfläschchen KG-33			Bernstein Glasfläschchen 203		
			Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
2	12 x 32	8 - 425	045223	100	AA -	045230	100	AA -
4	15 x 45	13 - 425	045224B	100	AA -	045231B	100	AA -
8	17 x 60	15 - 425	045225	200	AA -	045232	200	AA -
12	19 x 65	15 - 425	045226	200	AA -	045233B	200	AA -
16	21 x 70	18 - 400	045227	200	AA -	-	-	-
20	23 x 85	20 - 400	045228	200	AA -	-	-	-

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com