Schraubverschlüsse für KIMBLE-Flaschen



Die Kolben können mit einer großen Auswahl an Kappen verschlossen werden.
- Phenolstopfen mit PTFE-Dichtung: ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit (A).
- Offene Polypropylenstopfen mit Septum aus PTFE-beschichtetem Silikon (B).
- Offene Phenolkappen mit Septum aus PTFE-beschichtetem Silikon (C).

Typ Schraubhals	Phenol-Stopfen mit PTFE-Dichtung (A)			PP-Stopfen mit Septum (B)			Phenol-Stopfen mit Septum (C)		
	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
8 - 425	**045238**	144	**AA -**	**045249**	100	**AA -**	**045251**	100	**AA -**
13 - 425	**045239**	144	**AA -**	**045250**	100	**AA -**	**045252**	100	**AA -**
15 - 425	**045240**	144	**AA -**	-	-	-	-	-	-
18 - 400	**045241**	144	**AA -**	-	-	-	-	-	-
20 - 400	**045242**	144	**AA -**	-	-	-	-	-	-
24 - 400	**045243**	144	**AA -**	-	-	-	-	-	-

Plasmaflaschen aus Weißglas









- **Neutrale Weißglasflaschen aus Borosilikatglas Typ I**
- **Wird ohne Verschluss verkauft**
- **Ring : PHIE 40**

Art. Nr.	Basis-Ø (mm)	H. Flasche (mm)	Kapazität (ml)	VE	CHF/ VE
674022	90	152	500	24	**AA -**
674023B	90	247	1000	20	**AA -**
674024	120	282	2000	9	**AA -**

Stopfen und Kapseln für Plasmaflaschen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
674025	Septumkappe aus rotem Gummi	100	**AA -**
674026	Perforierte Aluminiumkapsel schraubbar 40 mm	100	**AA -**
674027	Perforierte Aluminiumkapsel schraubbar 40 mm	1500	**AA -**

