Flaschen aus Klarglas

- Flaschen aus klarem Borosilikatglas mit geringem Extraktgehalt (Standards ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I)
- Autoklavierbar
- Schwarze Phenolkappen mit weißer Gummidichtung
- Lieferung in Kartons mit Kreuzstreben, staubgeschützte Kunststoff-Umverpackung
- Montierte Kappen



Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048398	2	12 x 38	8-425	288	AA -
048399	4	15 x 48	13-425	144	AA -
048400	8	17 x 63	15-425	144	AA -
048401	12	19 x 68	15-425	144	AA -
048402	16	21 x 73	18-400	144	AA -
048679	24	23 x 88	20-400	144	AA -
048680	20	28 x 60	24-400	72	AA -
048681	25	28 x 73	24-400	72	AA -
048682	40	28 x 98	24-400	72	AA -

Braunglasflaschen

- Flaschen aus bernsteinfarbenem Borosilikatglas mit geringem Extraktgehalt (Standards ASTM Typ I Klasse B und USP Typ I)
- Autoklavierbar
- Lieferung in Kartons mit Kreuzstreben, staubgeschützte Kunststoff-Umverpackung
- Montierte Kappen



Art. Nr.	Vol. (ml)	Anwendungen	Ø x H (mm)	Verschluss	Dichtung	VE	CHF/ VE
048403	2	wässrige Lösung	12 x 38	8-425	Kautschuk	288	AA -
048404	4	wässrige Lösung	15 x 48	13-425	Kautschuk	144	AA -
048405	8	wässrige Lösung	17 x 63	15-425	Kautschuk	144	AA -
048406	20	Organische Lösung	28 x 60	24-400	PTFE	72	AA -
048407	40	Organische Lösung	28 x 98	24-400	PTFE/Kautschuk	72	AA -

Niedrige Flaschen aus Klarglas

- Flaschen aus Borosilikatglas mit geringem Extraktgehalt (ASTM-Standards Typ I Klasse A und USP Typ I)
- Autoklavierbar
- Schwarze Phenolkappen mit weißer Gummidichtung
- Lieferung in Kartons mit Kreuzstreben, staubgeschützte Kunststoff-Umverpackung
- Montierte Kappen oder ohne Kappe



Niedrige Fläschchen mit Kappe

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048408	2	15 x 31	13-425	200	AA -
048409	4	17 x 41	15-425	200	AA -
048410	6	19 x 43	15-425	200	AA -

Niedrige Fläschchen ohne Kappe

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048414	2	15 x 28	13-425	200	AA -
048415	4	17 x 38	15-425	200	AA -
048416	6	19 x 40	15-425	200	AA -



Stöpsel finden Sie auf Seite 1119

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com