Kulturflaschen aus Klarglas



- Flaschen aus Borosilikatglas mit geringem Extraktgehalt (ASTM-Standards Typ I Klasse A und USP Typ I)
- Autoklavierbar
- Schwarze Phenolkappen mit weißer Gummidichtung
- Lieferung in Kartons mit Kreuzstreben, staubgeschützte Kunststoff-Umverpackung
- Montierte Kappen

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048411	4	15 x 51	13-415	144	AA -
048412	8	17 x 70	15-415	144	AA -
048413	12	19 x 72	15-415	144	AA -

Sparsame Klarglasflaschen ohne Kappe



- Flaschen aus Borosilikatglas mit geringem Extraktgehalt (ASTM-Standards Typ I Klasse A und USP Typ I)
- Transparent
- Schrumpfbare staubfreie Kunststoff-Umverpackung (reduziert Kontamination)

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048417	1,8	12 x 32	8-425	200	AA -
048418	2	12 x 35	8-425	200	AA -
048419	4	15 x 45	13-425	200	AA -
048420	8	17 x 60	15-425	200	AA -
048421	12	19 x 65	15-425	200	AA -
048422	16	21 x 70	18-400	200	AA -
048423	24	23 x 85	20-400	200	AA -
048424	20	28 x 57	24-400	200	AA -
048425	40	28 x 95	24-400	200	AA -
048426	60	30 x 125	24-400	143	AA -

TIPP



Stöpsel finden Sie auf Seite 1119

Sparsame Braunglasflaschen ohne Kappe



- Braunglasflaschen (Standards ASTM Typ I Klasse B und USP Typ I)
- Schutz für lichtempfindliche Proben

Art. Nr.	Kapazität (ml)	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048427	1,8	12 x 32	8-425	200	AA -
048428	2	12 x 35	8-425	200	AA -
048429	4	15 x 45	13-425	200	AA -
048430	8	17 x 60	15-425	200	AA -

TIPP



Stöpsel finden Sie auf Seite 1119