## Vorsortierte Fläschchen in Boxen

- Transparentes Polystyrolgehäuse mit aufklappbarem Deckel
- Mit Kreuzstreben
- Keilschaumstoff am Gehäuseboden
- Flaschen aus Borosilikatglas mit geringem Extraktgehalt (ASTM-Standards Typ I Klasse A und USP Typ I) oder aus behandeltem Polypropylen mit geringer Retention



### Schachteln mit Flaschen aus Klarglas und schwarzem Phenolharzdeckel mit Gummidichtung

| Art. Nr. | Kapazität (ml) | Ø x H (mm) | Verschluss | Flaschen/ Box | CHF/ Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 048389 | 2 | 12 x 38 | 8-425 | 60 | AA - |
| 048390 | 4 | 15 x 48 | 13-425 | 40 | AA - |

### Schachteln mit Fläschchen aus Braunglas und schwarzem Phenolharzdeckel mit Gummidichtung

| Art. Nr. | Kapazität (ml) | Ø x H (mm) | Verschluss | Flaschen/ Box | CHF/ Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 048391 | 2 | 12 x 38 | 8-425 | 60 | AA - |
| 048392 | 4 | 15 x 48 | 13-425 | 40 | AA - |

### Leere Boxen

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 048396 | Leere Box 60 Fläschchen zu je 2 ml | 6 | AA - |
| 048397 | Leere Box 40 Fläschchen zu je 4 ml | 6 | AA - |

## Glasflaschen mit konischem Boden





- Aus durchsichtigem oder bernsteinfarbenem Glas
- Der konische Boden sorgt für eine maximale Probenrückgewinnung
- Verpackung mit partikelarmen Materialien
- Mit Schraub- oder Serumkappe

### NextGen Graduierte Flaschen aus transparentem Glas mit schwarzer Phenolkappe

| | | | Gummikappe 14B PTFE-beschichtet | | Offene Kappe aus Silikon mit PTFE-beschichtet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | Größe | ø x H (mm) mit Kappe | Art. Nr. | CHF Zu 12 | Art. Nr. | CHF Zu 12 |
| 0,3 | 13-425 | 13 x 55 | 050319 | AA - | 048517 | AA - |
| 1 | 13-425 | 13 x 44 | 050320 | AA - | 048518 | AA - |
| 2 | 15-415 | 17 x 61 | 050321 | AA - | - | - |
| 2 | 20-400 | 20 x 44 | 050322 | AA - | 048519 | AA - |
| 3 | 20-400 | 20 x 50 | 050323 | AA - | 048520 | AA - |
| 5 | 20-400 | 20 x 65 | 050324 | AA - | 048521 | AA - |

### NextGen V Serumflasche aus Klarglas ohne Kappe

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Flaschengröße in. x auß. (mm) | ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 050333 | 0,1 | 5 x 11 | 12 x 32 | 12 | AA - |
| 050334 | 0,3 | 5 x 11 | 12 x 32 | 12 | AA - |

### Bernsteinfarbene Flasche mit Schraubverschluss ohne Kappe

| Art. Nr. | Volumen (ml) | ø x H (mm) | Kappe Größe | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 050346 | 1 | 13 x 44 | 13-425 | 12 | AA - |
| 050347 | 2 | 20 x 44 | 20-400 | 12 | AA - |
| 050349 | 5 | 20 x 65 | 20-400 | 12 | AA - |

### Ungeteilte Flaschen NextGen Vial aus transparentem Glas mit schwarzer Phenolkappe

| | | | Gummikappe 14B PTFE-beschichtet | | Offene Kappe aus Silikon mit PTFE-beschichtet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | Größe | ø x H (mm) mit Kappe | Art. Nr. | CHF Zu 12 | Art. Nr. | CHF Zu 12 |
| 0,1 | 8-425 | 12 x 35 | - | - | 050325 | AA - |
| 0,3 | 13-425 | 13 x 35 | 048510 | AA - | 050327 | AA - |
| 0,3 | 8-425 | 12 x 35 | - | - | 050326 | AA - |
| 1 | 13-425 | 13 x 44 | 048511 | AA - | 050328 | AA - |
| 2 | 15-415 | 17 x 61 | 048512 | AA - | - | - |
| 2 | 20-400 | 20 x 44 | 048513 | AA - | 050329 | AA - |
| 3 | 20-400 | 20 x 50 | 048514 | AA - | 050330 | AA - |
| 5 | 20-400 | 20 x 65 | 048515 | AA - | 050331 | AA - |
| 10 | 24-400 | 24 x 72 | 048516* | AA - | 050332* | AA - |

* verkauft zu 6

### Ungeteilte NextGen V Braunglasflaschen mit schwarzer Phenolkappe

| | | | Gummikappe 14B PTFE-beschichtet | | Offene Kappe aus Silikon mit PTFE-beschichtet | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (ml) | Größe | ø x H (mm) mit Kappe | Art. Nr. | CHF zu 12 | Art. Nr. | CHF zu 12 |
| 1 | 13-425 | 13 x 44 | 050336 | AA - | 050341 | AA - |
| 2 | 20-400 | 20 x 44 | 050337 | AA - | 050342 | AA - |
| 5 | 20-400 | 20 x 65 | 050339 | AA - | 050344 | AA - |



Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com