## Probenflaschen aus Glas mit konischem Boden







### Flaschen mit PTFE-beschichteten Phenolkappen

| Art. Nr. | Kapazität (ml) | Verschluss | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 048510 | 0,3 | 13-425 | 13 x 35 | 12 | AA - |
| 048511 | 1 | 13-425 | 13 x 44 | 12 | AA - |
| 048512 | 2 | 15-415 | 17 x 61 | 12 | AA - |
| 048513 | 2 | 20-400 | 20 x 44 | 12 | AA - |
| 048514 | 3 | 20-400 | 20 x 50 | 12 | AA - |
| 048515 | 5 | 20-400 | 20 x 65 | 12 | AA - |
| 048516 | 10 | 24-400 | 24 x 72 | 6 | AA - |

### Graduierte Flaschen mit PTFE-beschichteten offenenen Phenolkappen

| Art. Nr. | Kapazität (ml) | Verschluss | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 048517 | 0,3 | 13-425 | 13 x 35 | 12 | AA - |
| 048518 | 1 | 13-425 | 13 x 44 | 12 | AA - |
| 048519 | 2 | 20-400 | 20 x 44 | 12 | AA - |
| 048520 | 3 | 20-400 | 20 x 50 | 12 | AA - |
| 048521 | 5 | 20-400 | 20 x 65 | 12 | AA - |

## Aus Natronkalkglas - Gerader Rand

## Pillenboxen aus Glas

- Aus klarem oder bernsteinfarbenem Glas
- Volumen von 3 bis 100 ml
- Mit Snap-Verschluss aus Polyethylen (separat zu bestellen)



### Pillenboxen aus Braunglas (ohne Kappe)

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Außen-Ø x H (mm) | Innen-Ø (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 068657 | 18 | 32 x 43 | 20 | 210 | AA - |

### Pillenboxen aus Klarglas

| | | | Pillenbox | | | Verschluss | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität (ml) | H X Außen-ø (mm) | Ø Hals (mm) | Art. Nr. | VE | CHF/ VE | Art. Nr. | VE | CHF/ VE |
| 3 | 30 x 19 | 13 | 046576 | 200 | AA - | 046574 | 200 | AA - |
| 5 | 40 x 19 | 13 | 046577B | 200 | AA - | 046574 | 200 | AA - |
| 10 | 45 x 22 | 17 | 046578 | 200 | AA - | 046573 | 200 | AA - |
| 15 | 52 x 24 | 17 | 046572 | 200 | AA - | 046573 | 200 | AA - |
| 20 | 70 x 25 | 17 | 046579 | 200 | AA - | 046573 | 200 | AA - |
| 20 | 55 x 27 | 17 | 046580 | 200 | AA - | 046573 | 200 | AA - |
| 30 | 75 x 28 | 17 | 046581 | 200 | AA - | 046573 | 200 | AA - |
| 25 | 50 x 30 | 22 | 046582B | 200 | AA - | 046575B | 200 | AA - |
| 35 | 65 x 30 | 22 | 046583 | 200 | AA - | 046575B | 200 | AA - |
| 40 | 80 x 30 | 22 | 046584 | 200 | AA - | 046575B | 200 | AA - |
| 50 | 100 x 30 | 22 | 046585 | 200 | AA - | 046575B | 200 | AA - |
| 100 | 145 x 34 | 22 | 046586 | 100 | AA - | 046575B | 200 | AA - |

### Kappe für Pillenboxen aus Braunglas

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 068661 | Kappe SC 30 mm | 100 | AA - |