Aus Borosilikatglas - Schraubkante und gerader Rand

Einweg-Glasröhrchen Pyrex® Corning



Röhrchen aus Borosilikatglas mit hoher Neutralität. Ideal für Zellkulturen und Mikrobiologie.

- **Schraubhals oder gerader Hals**
- **Wand : 0,8 mm**

Autoklavierbare Schraubverschlüsse mit Gummidichtung

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
001028	Für ø 13 mm	1000	AA -
001029	Für ø 16 mm	1000	AA -
001030	Für ø 20 mm	1000	AA -

Autoklavierbare Schraubverschlüsse PTFE-Dichtung

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
001031	Für ø 13 mm	288	AA -
001032	Für ø 16 mm	288	AA -
001033	Für ø 20 mm	192	AA -

Röhrchen

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
Röhrchen mit rundem Boden und geradem Hals				
001011	10 x 75	125	1000	AA -
001012	12 x 75	125	1000	AA -
001013	13 x 100	125	1000	AA -
001014	15 x 85	125	1000	AA -
001015	16 x 100	125	1000	AA -
001016	16 x 125	125	1000	AA -
001017	16 x 150	125	1000	AA -
001018	18 x 150	125	500	AA -
001019	20 x 150	250	500	AA -
Röhrchen mit rundem Boden, Schraubhals				
001020	13 x 100	250	1000	AA -
001021	16 x 100	250	1000	AA -
001022	16 x 125	250	1000	AA -
001023	16 x 150	250	1000	AA -
001024	20 x 125	250	500	AA -
001025	20 x 150	250	500	AA -
Röhrchen mit flachem Boden, Schraubhals				
001026	16 x 125	250	1000	AA -
001027	19,5 x 145	250	500	AA -

Aus Borosilikatglas - Schraubkante

Pyrex®-Glasreagenzgläser mit PBT-Verschlüssen



- **Aus Pyrex®-Glas, für Kultur-Arbeiten**
- **Geliefert mit Phenol-Schraubkappe mit PTFE/Ethylen-Propylen-Verbunddichtung**
- **Röhrchen sterilisierbar bei 121 °C für 2 Stunden, PBT-Schraubkappen autoklavierbar und trocken dampfsterilisierbar bis 180 °C**

Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	SVL-Verschraubung	VE	CHF/ VE
090477	8	14 x 100	13	40	AA -
090478	10	16 x 100	15	40	AA -
090479	15	16 x 125	15	40	AA -
090480	20	16 x 160	15	40	AA -
090481	15	18 x 100	15	40	AA -
090482	25	18 x 180	18	40	AA -
090483	20	20 x 100	20	40	AA -
090484	40	20 x 200	20	40	AA -
090485	50	22 x 200	22	40	AA -
090486	30	26 x 100	25	40	AA -
090487	70	26 x 200	25	40	AA -

Stopfen und Dichtungen für Röhrchen und Fläschchen

Stopfen (werden mit Dichtung geliefert)					Ersatzdichtungen		
Art. Nr.	SVL-Verschraubung	Außen-Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE	Art. Nr.	VE	CHF/ VE
001485B	13	17 x 16	20	AA -	001494B	20	AA -
001486B	15	20 x 18	20	AA -	001495B	20	AA -
001487B	18	23 x 18	20	AA -	001496B	20	AA -
001488B	20	25 x 18	20	AA -	001497B	20	AA -
001489B	22	27 x 18	20	AA -	001498B	20	AA -
001490B	25	31 x 26	20	AA -	001499B	20	AA -
001491B	30	36 x 26	20	AA -	001500C	20	AA -
001492B	42	52 x 30	10	AA -	001501B	10	AA -