Kulturröhrchen aus Borosilikatglas

- Aus Borosilikatglas
- Gleichmäßige Wanddicke für maximale Wärmeübertragung und für perfekte chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar, wiederverwendbar
- Bemerkenswerte Stabilität der Proben
- Geliefert mit Schraubkappen (nicht montiert) mit Gummidichtung



Art. Nr.	Volumen (ml)	Ø x H (mm)	VE	CHF/ VE
045206	8	13 x 100	72	AA -
045207	12	16 x 100	72	AA -
045208	16	16 x 125	72	AA -
045209	20	16 x 150	72	AA -
045210	25	20 x 125	48	AA -
045211	30	20 x 150	48	AA -
045212	50	25 x 150	36	AA -
045213	70	25 x 200	36	AA -
045214	160	38 x 200	24	AA -

Wheaton® C-Röhrchen Kulturröhrchen

DWK LIFE SCIENCES

- Kulturröhrchen mit Schraubverschluss
- Aus Borosilikatglas, Typ I Klasse B und USP Typ I
- Autoklavierbar, wiederverwendbar
- Weißer Dichtungsstopfen aus Styrol-Butadien
- Für Schütteln von Zellkulturen



Art. Nr.	Kapazität	Ø x H (mm)	Verschluss	VE	CHF/ VE
048534	11	16 x 100	15-415	144	AA -
048535	14	16 x 125	15-415	144	AA -
048537	27	20 x 150	18-415	144	AA -
Mit Stopfen mit Dichtung Styrol-Butadien-Kautschuk mit PTFE beschichtet					
048539	11	16 x 100	15-415	144	AA -
048540	14	16 x 125	15-415	144	AA -
048542	27	20 x 150	18-415	144	AA -

Anaerobe Kulturröhrchen von Hungate

Gasdichte Röhrchen für anaerobe Kulturen.
Die Hungate-Methode empfiehlt die Inokulation der Bakterien mit einer Spritze über das Septum des Röhrchens. ø x h des Röhrchens : 16 x 125 mm
Das Hungate-Röhrchen besteht aus :

- das Röhrchen selbst ;
- einen Schraubverschluss mit einer Öffnung von 9 mm ;
- ein Septum für das Hungate-Röhrchen.



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
507026	Hungate-Röhrchen mit Verschluss	250	AA -
508086	Verschluss 15-415	144	AA -
508114	Septumverschluss Öffnung 9 mm	250	AA -
204701	Septum für hungate Röhrchen	250	AA -
508115	Hungate-Röhrchen einzeln	250	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com