
Kulturröhrchen aus Borosilikatglas



- Schraubhals
- Aus KIMAX-51
- Glas Typ 1, Klasse A oder B
- Beschriftungsbereich
- Verpackt pro Tablett in Kunststofffolie
- Wird ohne Verschluss geliefert, bitte separat bestellen (siehe unten)

Art. Nr.	ø x L (mm)	Volumen (ml)	Gewinde	VE	CHF/ VE
065307B	13 x 100	8	13-415	1000	AA -
045350B	16 x 100	12	15-415	1000	AA -
065308B	16 x 125	16	15-415	1000	AA -
065309B	16 x 150	20	15-415	1000	AA -
045355B	20 x 125	25	18-415	500	AA -
065310B	20 x 150	30	18-415	500	AA -

Kulturröhrchen mit rundem Boden aus Glas



- Einweg
- Mit Schraubengewinde
- Verpackt pro Tablett in Kunststofffolie
- Ohne Markierungsbereich
- Wird ohne Verschluss geliefert, bitte separat bestellen (siehe unten)

Art. Nr.	ø x L (mm)	Volumen (ml)	Gewinde	VE	CHF/ VE
065312B	13 x 100	8	13-415	1000	AA -
065313B	16 x 100	15	15-415	1000	AA -
065314B	16 x 125	16	15-415	1000	AA -
065315B	16 x 150	20	15-415	1000	AA -
065316B	20 x 125	25	18-415	500	AA -
065317B	20 x 150	30	18-415	500	AA -

Weißer Polypropylen-Verschluss



- Ohne Dichtung
- Autoklavierbar
- Für Kulturröhrchen mit Schraubhals (siehe oben)

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
065323	PP-Stopfen weiß 15-415	1000	AA -

Phenolische Stopfen



- Gummidichtung
- Autoklavierbar
- Für Kulturröhrchen mit Schraubhals (siehe oben)

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
065318	Phenolischer Stopfen 15-415	1000	AA -
065319	Phenolischer Stopfen 18-415	1000	AA -

Verschlüsse aus natürlichem Polypropylen



- Ohne Dichtung
- Autoklavierbar

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
065324	Verschluss PP natur 13-415	1000	AA -
065325	Verschluss PP natur 15-415	1000	AA -
065326	Verschluss PP natur 18-415	500	AA -

Stopfen aus Phenolharz mit Gummidichtung, PTFE-beschichtet





- Autoklavierbar
- Für Kulturröhrchen mit flachem oder rundem Boden

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
045238	Phenolischer Stopfen 8-425	-	144	AA -
065320	Phenolischer Stopfen 13-415	125	500	AA -
045239	Phenolischer Stopfen 13-425	-	144	AA -
065321	Phenolischer Stopfen 15-415	125	500	AA -
045240	Phenolischer Stopfen 15-425	-	144	AA -
045241	Phenolischer Stopfen 18-400	-	144	AA -
045242	Phenolischer Stopfen 20-400	-	144	AA -
065322	Phenolischer Stopfen 22-400	-	144	AA -
045243	Phenolischer Stopfen 24-400	-	144	AA -