Aus Natronkalkglas - Gerader Rand

Hämolyseröhrchen aus Natronkalkglas zum einmaligen Gebrauch

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Dicke (mm)	VE	CHF/ VE
110004SM	11,6 x 75	0,5	550	AA -
110004	11,75 x 75	0,5	576	AA -
110001	12.25 x 75	0,5	500	AA -
110003	12.25 x 100	0,5	527	AA -
110011	12,25 x 75	0,8	500	AA -
110012	12,25 x 80	0,8	527	AA -



Flügelstopfen

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
080152	Flügelstopfen ø 11 mm für Röhrchen ø 12 mm	2500	AA -



Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas finden Sie auf milian.com

Röhrchen oder Glocken von Durham



- Aus Natronkalkglas
- Für die Gasrückgewinnung in der Bakteriologie

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Dicke (mm)	VE	CHF/ VE
068554B	7,25 x 50	0,4 - 0,6	1000	AA -
110125	7,25 x 50	0,5	1000	AA -


Einweg-Reagenzgläser aus Glas

- Aus Natronkalkglas

Art. Nr.	Ø x H (mm)	Dicke (mm)	Verpackt zu	VE	CHF/ VE
110120	16 x 160	0,5	500	500	AA -
110040	16 x 160	0,8	500	500	AA -
110032	18 x 180	0,5	250	250	AA -
110041	18 x 180	0,8	200	200	AA -
110033	20 x 200	0,5	250	250	AA -
110119	15,30 x 150	0,8	500	500	AA -
110031	15,30 x 160	0,5	500	500	AA -

Röhrchen vom Typ Vacutainers oder Venoject

Röhrchen aus Sodakalkglas mit rundem Boden



Art. Nr.	Ø x H (mm)	Dicke (mm)	Hals	VE	CHF/ VE
065423	7 x 25	0,6 - 0,7	aufrecht	1000	AA -
065424	6,5 x 35	0,6 - 0,7	aufrecht	1000	AA -
065425	8 x 35	0,6 - 0,7	aufrecht	1000	AA -
065426	8 x 40	0,6 - 0,7	aufrecht	200	AA -
065427	9,5 x 40	0,6 - 0,7	aufrecht	500	AA -
065428	10,5 x 40	0,8 - 0,9	aufrecht	500	AA -
065429	6,5 x 50	0,6 - 0,7	aufrecht	1000	AA -
065430	9,5 x 50	0,7 - 0,8	aufrecht	200	AA -
065431	11 x 55	0,7 - 0,8	aufrecht	500	AA -
065432	11 x 70	0,7 - 0,8	aufrecht	800	AA -
065433	10 x 75	0,5 - 0,6	aufrecht	1000	AA -
065434	11,5 x 75	0,7 - 0,8	aufrecht	1000	AA -
065435	12 x 75	0,5 - 0,6	aufrecht	1000	AA -
065436	12 x 100	0,5 - 0,6	aufrecht	1000	AA -
065437	13 x 100	0,5 - 0,6	aufrecht	1000	AA -
065438	16 x 100	0,6 - 0,7	aufrecht	1000	AA -
065439	12 x 120	0,6 - 0,7	aufrecht	500	AA -
065440	16 x 125	0,6 - 0,7	aufrecht	1000	AA -
065441	18 x 150	0,8 - 0,9	aufrecht	500	AA -
065442	16 x 160	0,6 - 0,7	aufrecht	1000	AA -
065443	18 x 180	0,7 - 0,8	aufrecht	100	AA -
065444	16 x 120	0,5 - 0,6	Mit Rand	100	AA -
065445	16 x 160	0,5 - 0,6	Mit Rand	100	AA -
065446	18 x 180	0,6 - 0,7	Mit Rand	100	AA -
065447	20 x 180	0,7 - 0,8	Mit Rand	100	AA -

Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com