
Aus Natronkalkglas - Rand mit Gewinde

Kulturröhrchen mit Schraubhals



- Aus Natronkalkglas 3. hydrolytische Klasse
- Runder oder flacher Boden
- Mit dem goldenen Aluminiumstöpsel oder mit einem Kunststoffstöpsel zu verschließen
- Autoklavierbare graue Gummidichtung

Aluminiumverschluss für Kulturröhrchen mit Schraubverschluss

(für Röhrchen Art. Nr. **110101**, **110115** und **110102**)

Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
110102CA	Aluminiumstopfen für Röhrchen ø 16 und 17,75 mm	500	**AA -**

Kulturröhrchen mit Hals

Art. Nr.	ø x Dicke x H (mm)	Boden	VE	CHF/ VE
110101	16,1 x 0,95 x 160	Rund	299	**AA -**
110115	17,75 x 1,05 x 145	Flach	252	**AA -**
110102	17,75 x 1,05 x 180	Flach	252	**AA -**

Zubehör


Schaber für Reagenzgläser



Art. Nr.	Bezeichnung	VE	CHF/ VE
091824	Schaber für Reagenzgläser	10	**AA -**

Zentrifugenröhrchen - aus Borosilikatglas

Zentrifugenröhrchen aus Glas mit rundem oder konischem Boden



- Aus Borosilikatglas
- Graduiert oder nicht graduiert
- Für Zentrifugieren bis 5500 g
- Mit glattem Hals oder mit Schraubverschluss aus Polypropylen mit Silikon-PTFE-Dichtung
- Mit rundem oder konischem Boden (konische Böden erfordern die Verwendung eines Zentrifugenadapters)

		Röhrchen mit glattem Hals									Röhrchen mit Schraubverschluss								
		Ohne Graduierungen				Mit Graduierungen					Ohne Graduierungen				Mit Graduierungen				
Ø x H (mm)	Boden	Art. Nr.	Gesamtvol. (ml).	Nutzvol. (ml).	CHF	Art. Nr.	Gesamtvol. (ml).	Nutzvol. (ml).	Grad. (ml)	CHF	Art. Nr.	Gesamtvol. (ml).	Nutzvol. (ml).	CHF	Art. Nr.	Gesamtvol. (ml).	Nutzvol. (ml).	Grad. (ml)	CHF
12 x 98	Rund	**046619**	6	5	**AA -**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 x 98	Rund	**046620**	15	10	**AA -**	**046623**	12	10	10	**AA -**	**046628**	10	8	**AA -**	**046632**	11	9	9	**AA -**
24 x 98	Rund	**046621**	30	25	**AA -**	**046624**	26	21	25	**AA -**	**046629**	25	20	**AA -**	**046633**	25	20	20	**AA -**
34 x 98	Rund	**046622**	60	50	**AA -**	**046625**	62	50	50	**AA -**	**046630**	50	45	**AA -**	**046634**	55	50	38	**AA -**
44 x 98	Rund		-	-	-	**046626**	100	85	80	**AA -**	**046631**	100	85	**AA -**	**046635**	100	85	65	**AA -**
16 x 98	Konisch	**046636**	11	8	**AA -**	**046641**	12	8	10	**AA -**	**046645**	12	8	**AA -**	**046649**	10	8	8,7	**AA -**
24 x 98	Konisch	**046637**	25	20	**AA -**	**046642**	25	20	20	**AA -**	**046646**	24	19	**AA -**	**046650**	25	20	20	**AA -**
34 x 98	Konisch	**046638**	50	45	**AA -**	**046643**	55	45	45	**AA -**	**046647**	45	40	**AA -**	**046651**	48	43	34	**AA -**
44 x 98	Konisch	**046639**	95	80	**AA -**	**046644**	86	75	84	**AA -**	**046648**	90	80	**AA -**	**046652**	90	85	60	**AA -**