## Zentrifugenröhrchen, dickwandig, Schraubverschluss

- Mit rundem Boden
- Mit Schraubkappe mit PTFE-beschichteter Gummidichtung
- Aus Borosilikatglas
- Dicke Wand für Widerstand bei höheren Geschwindigkeiten
- Autoklavierbare Röhrchen und Schraubverschlüsse

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 045608 | 35 | 29 x 100 | 12 | AA - |
| 045609 | 50 | 29 x 123 | 12 | AA - |

### Ersatzkappe

| Art. Nr. | Bezeichnung | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 045610 | Ersatzkappen | 150 | AA - |



## Superstarke High-Speed-Glasröhrchen

- Wiederverwendbar
- Aus speziellem Borosilikatglas Typ I, Klasse B
- Chemisch verstärkt, um eine höhere mechanische Festigkeit aufzuweisen
- Können bis zu 13100 RCF in einem 50-ml-Röhrchen Stellplatz mit dem Adapter zentrifugiert werden
- Halten Temperaturen von bis zu 300 °C stand
- Mit geradem Hals ohne Stopfen oder mit Schraubkappe mit PTFE-Filmgummidichtung

| Volumen (ml) | 15 | 30 |
|---|---|---|
| Ø x H (mm) | 18 x 102 | 24 x 106 |
| **Röhrchen mit geradem Hals** | | |
| Art. Nr. | 045600 | 045601 |
| CHF zu 6 | AA - | AA - |
| **Röhrchen mit Schraubverschluss** | | |
| Art. Nr. | 045602 | 045603 |
| CHF zu 6 | AA - | AA - |
| **Gummiadapter für 50-ml-Rotor** | | |
| Art. Nr. | 045604 | 045605 |
| CHF zu 2 | AA - | AA - |
| **Ersatzkappen für Röhrchen mit Schraubverschluss** | | |
| Art. Nr. | - | 045243 |
| CHF zu 144 | - | AA - |



## Röhrchen für Hybridisierung

Borosilikatglasröhrchen für die Hybridisierung von Northern, Southern oder Western Blots. Mit wasserdichten Schraubkappen aus Polypropylen, O-Ring-Silikondichtung, Durchmesser 45 mm.

| Art. Nr. | ø x L (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|
| 045215 | 35 x 150 | 2 | AA - |
| 045216 | 35 x 300 | 2 | AA - |
| 001134 | 40 x 170 | 1 | AA - |
| 001135 | 40 x 260 | 1 | AA - |
| 001136 | 75 x 260 | 1 | AA - |




Mehr Hybridisierungsröhrchen finden Sie auf milian.com





Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com