## Die Klassiker - Niedrige Form

### Becher aus Borosilikatglas

Becher aus Borosilikatglas 3.3 von sehr hoher Qualität.

- Graduierungen und Schnabel
- ISO-Norm 3810, DIN 1237

| | Niedrige Form | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Art. Nr. | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
| 5 | 068932B | 22 x 30 | 10 | AA - |
| 10 | 068933B | 26 x 35 | 10 | AA - |
| 25 | 068934B | 34 x 50 | 10 | AA - |
| 50 | 068935B | 42 x 60 | 10 | AA - |
| 100 | 068936B | 50 x 70 | 10 | AA - |
| 150 | 068937C | 60 x 80 | 10 | AA - |
| 250 | 068938B | 70 x 95 | 10 | AA - |
| 400 | 068939B | 80 x 110 | 10 | AA - |
| 600 | 068940C | 90 x 125 | 10 | AA - |
| 800 | 068941B | 100 x 135 | 10 | AA - |
| 1000 | 068942B | 105 x 145 | 10 | AA - |
| 2000 | 068943C | 130 x 185 | 10 | AA - |
| 3000 | 068944B | 150 x 210 | 1 | AA - |
| 5000 | 068945C | 170 x 270 | 1 | AA - |




## Die Klassiker - Hohe Form

### Becher aus Borosilikatglas

Becher aus Borosilikatglas 3.3 von sehr hoher Qualität.

- Graduierungen und Schnabel
- ISO-Norm 3810, DIN 1237

| | Hohe Form | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. (ml) | Art. Nr. | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
| 25 | 068946B | 30 x 55 | 10 | AA - |
| 50 | 068947B | 38 x 70 | 10 | AA - |
| 100 | 068948B | 48 x 80 | 10 | AA - |
| 150 | 068949B | 54 x 95 | 10 | AA - |
| 250 | 068950B | 60 x 120 | 10 | AA - |
| 400 | 068951B | 70 x 130 | 10 | AA - |
| 600 | 068952B | 80 x 150 | 10 | AA - |
| 800 | 068953B | 90 x 175 | 10 | AA - |
| 1000 | 068954B | 95 x 180 | 10 | AA - |
| 2000 | 068955C | 120 x 240 | 10 | AA - |
| 3000 | 068956B | 135 x 280 | 1 | AA - |




## Becher hohe Formen DURAN®

DWK LIFE SCIENCES

- Aus Borosilikatglas mit Graduierungen
- Autoklavierbar
- Widerstandsfähig gegen Temperaturschocks dank gleichmäßiger Wandstärke
- Hohe Form mit oder ohne Ausguss
- Code für die Rückverfolgbarkeit




### Becher hohe Form ohne Ausguss

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 092108 | 150 | 54 x 95 | 10 | AA - |
| 092087 | 600 | 80 x 150 | 10 | AA - |
| 092088 | 1000 | 95 x 180 | 10 | AA - |

### Becher hohe Form mit Ausguss

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 211161704 | 50 | 38 x 70 | 10 | AA - |
| 211162409 | 100 | 48 x 80 | 10 | AA - |
| 092086 | 150 | 54 x 95 | 10 | AA - |
| 211163602 | 250 | 60 x 120 | 10 | AA - |
| 673435 | 400 | 70 x 130 | 10 | AA - |
| 673436 | 1000 | 95 x 180 | 10 | AA - |

## Becher aus Pyrex® Borosilikatglas hohe Form

DWK LIFE SCIENCES

Mit Rückverfolgbarkeitscode.

| Art. Nr. | Volumen (ml) | Ø x H (mm) | VE | CHF/ VE |
|---|---|---|---|---|
| 001110 | 50 | 38 x 70 | 10 | AA - |
| 001111 | 100 | 48 x 80 | 10 | AA - |
| 001112 | 150 | 54 x 95 | 10 | AA - |
| 001113 | 250 | 60 x 120 | 10 | AA - |
| 001114 | 400 | 70 x 130 | 10 | AA - |
| 001115 | 600 | 80 x 150 | 10 | AA - |
| 001116 | 1000 | 95 x 180 | 10 | AA - |
| 001117 | 2000 | 120 x 240 | 10 | AA - |






Preisänderung vorbehalten Besuchen Sie www.milian.com